pH-/Leitfähigkeits-Labortischgerät ORION

- **Zeigt pH, mV, Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt und Wiederstand an**
- **Anzeige von pH-Wert und Leitfähigkeit auf demselben Bildschirm**
- **Speicher : 2000 Sätze von Punkten**

PH-Bereich	-20 bis 160
Auflösung	0,1 oder 0,01 oder 01
Genauigkeit	± 02
Bereich mV	± 2000,0 mV
Genauigkeit	0,2 mV oder 0,05% des Messwerts
Leitfähigkeitsbereich	01 µS / cm bis 3000 mS/cm
Genauigkeit	0,5 % vom Messwert +0,01 µS/cm (0 bis 3µS/cm) 0,5% des gelesenen Wertes (Restbereich)
Referenztemperatur	5; 10; 15; 20; 25°C
Temperatur Bereich :	-5,0 bis 105,0 °C
Genauigkeit	± 0,1 °C
Anschluss	RS232 oder USB
Maße	240 x 180 x 100 mm
Gewicht	0,9 kg
Referenz ohne Elektrode	**262954**
CHF	**1466,25 -**
Referenz mit pH-Elektrode und Leitfähigkeitssonde	**262955**
CHF	**AA -**



Electrodes

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
262880	ROSS Triodenelektrode mit integriertem Temperatursensor	**AA -**
262934	Duraprobe Leitfähigkeitsmesszelle	**AA -**

pH-Meter/Tragbare Ionometer ORION STAR Serie A120 und A320

Orion STAR A121 kommt mit:
- pH-Elektrode ROSS Triode
- Integrierter Temperatursensor
- Pufferlösung in 60 ml Flasche

- pH-Elektrode ROSS Ultra
- Integrierter Temperatursensor
- Pufferlösung in Beutel

Orion STAR A320 kommt mit:

		Orion STAR A121	Orion STAR A320
pH	Messbereich	-2,00 bis 16,00	-2,000 bis 20,000
	Auflösung	0,1 / 0,01	0,1 / 0,01 / 0,001
	Genauigkeit	± 0,01 pH	± 0,002 pH
mV	Messbereich	-1600,0 bis +1600,0	-2000,0 bis +2000,0
	Auflösung	0,1	
	Genauigkeit	± 0,2 mV oder ± 0,05% des Messwertes	
Temperatur	Messbereich	-5,0 bis +105,0°C	
	Auflösung	0,1	
	Genauigkeit	± 0,1°C	
Ionometrie	Messbereich	-	0,0001 bis 19900 ISE (ppm, M, %, ppb)
	Genauigkeit	-	± 0,2 mV oder ± 0,05% des Messwertes
Kalibrierung	pH	Bis 3 Punkte mit automatischer NIST und DIN Puffererkennung	Bis 5 Punkte mit automatischer NIST oder DIN Puffererkennung
	Ionenmeter	-	Bis 5 Punkte
Speicher		50 Zeitstempelwerte	5000 Zeitstempelwerte
IP		67	
Maße (cm)		24 x 10 x 6,5	
Gewicht (kg)		0,5	
Garantie		3 Jahre	
Art. Nr.		**228758**	**228759**
CHF		**AA -**	**AA -**



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
228760	Elektrode ROSS pH 9107 BNMD ROSS Ultra pH/ATC gefüllt mit Gelelektrolyt	**AA -**
228761	Elektrode ROSS pH 8107 UWMMD Ultra pH Gel-Elektrolytkörper	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com