Standard-Hand-Refraktometer



- 1 Punkt-Kalibirierung mit destilliertem Wasser
- Maße: 33 x 33 x 200 mm
- Gewicht: 160 g
- 2 Versionen: Modell aus Metall oder Kunststoff
- Version Kunststoff: beständig gegen salzige und saure Proben

Anwendungen

- Messung von Lebensmitteln wie Bohnen, Milchkonzentrat, Fruchtsaftkonzentrate ab dem Fünffachen, Konfitüre, Marmelade oder Flüssigzucker

Modell aus Metall

Art. Nr.	Modell	Breite der Skala (in Brix)	CHF
011001	Refraktometer Master-20α	0 bis 20 %	AA -

Modell aus Kunststoff

Art. Nr.	Modell	Breite der Skala (in Brix)	CHF
011054	Refraktometer Master-4 Pα	45 bis 82 %	AA -
011056	Refraktometer Master-20 Pα	0 bis 20 %	AA -

Hand-Refraktometer



- 1 Punkt-Kalibirierung mit destilliertem Wasser
- Skala mind.: Brix 0,2 %
- Maße (L x B x H): 40 x 40 x 200 mm
- Gewicht: 600 g

Art. Nr.	Bezeichnung	Breite der Skala (in Brix)	CHF
011008	Refraktometer HSR-500	0 bis 90 %	AA -

Refraktometer Master Serie H



- Wärmebeständig
- 1 Punkt-Kalibrierung mit Standardlösung, sowie mit destilliertem Wasser

Art. Nr.	Modell	Skala min.	Breite der Skala (in Brix)	Maße (mm)	Gewicht (g)	CHF
011004	Master-50H	0,5 %	0 bis 50 %	33 x 33 x 168	120	AA -
011006	Master-80H	0,5 %	30 bis 80 %	33 x 33 x 168	120	AA -

Hand-Refraktometer



Art. Nr.	Bereich	Präzision	Anwendungen	CHF
068618B	Brix / 0 - 32 % ATC	0,2 %	Standard	AA -
068619	Brix / 28 - 62 % ATC	0,2 %	Fruchtsaft	AA -
068620	Brix / 40 - 82 % ATC	0,5 %	Konfitüren	AA -
068621	Brix / 58 - 92 % ATC	0,5 %	Honig	AA -
068622	Brix / 0 - 80 % ATC	0,5 %	Konzentrierte Lösungen	AA -
068623	Salzgehalt / 0 -28 % ATC	0,2 %	Meerwasser Zubereitungen	AA -

- Metall-Instrumente mit robuster Struktur
- Hervorragende Optik
- Okular mit dioptrischer Einstellung zur Kompensation von Sehschärfe-Unterschieden
- Einfache Handhabung, Skalen direkt und rasch ablesbar
- Stell- und Kalibrierungsschraube
- Geliefert mit Trageetui, Pasteur-Pipette und Schlüssel

Anwendungen

- Refraktometer BRIX: Fruchtzuckerkonzentrationen in Obst, Fruchtsäften, Limonaden, Milch, Wein, Industrieölen usw.
- Refraktometer SALINITE: für die Forschung im Labor / in der Klinik (mit Lösungen und Verdünnungen), Lebensmittelindustrie (Getreide, Obst, Fisch und Meeresfrüchte)

Taschen-Refraktometer

011019



011032



- Reinigung mit Wasser
- Wasserfest IP65 und wärmebeständig
- Leichte Bedienung: eine Messtaste und eine Kalibriertaste
- Batteriestatusanzeige
- Leicht abzulesen
- Batteriebetrieb
- Digitalanzeige
- Automatische Temperaturkompensation

Art. Nr.	Modell	Verfügbare PAL-Skala	CHF
011027	PAL-84S	Balsam	AA -
011028	PAL-34S	Ethylalkohol	AA -
011029	PAL-16S	Maissirup mit hohem Fructose-Gehalt (HFCS-42)	AA -
011031	PAL-17S	Maissirup mit hohem Fructose-Gehalt (HFCS-55)	AA -
011032	PAL-22S	Feuchte von Honig	AA -
011033	PAL-27S	Soja-Milch	AA -

Art. Nr.	Modell	Verfügbare PAL-Skala	CHF
011016	PAL-14S	Fructose	AA -
011017	PAL-15S	Glucose	AA -
011018	PAL-19S	Laktose	AA -
011019	PAL-88S	Gefrierpunkt des Kühlmittels Propylenglykol	AA -
011021	PAL-91S	Gefrierpunkt des Kühlmittels Ethylenglykol	AA -
011022	PAL-06S	Konzentriertes Meerwasser	AA -
011025	PAL-03S	Natriumchlorid (g/100 g)	AA -
011026	PAL-79S	Alko-Messungen 1990	AA -