
Alle Greiner Bio-One Screening-Platten sind auf Wunsch auch in einer barcodierten Version erhältlich.

Polystyrol Platte 96 Wells und Halbwells, schwarz, weiß oder transparent



- Hergestellt aus hochwertigem, Polystyrol
- Unbehandelt oder für hohe Adsorption behandelt
- Schwarz für geringen Fluoreszenzhintergrund
- Hochreflektierendes Weiß für Lumineszenz
- µclear oder undurchsichtiger Boden
- Kaminartige Wells zur Begrenzung der Kreuzkontamination
- Codierung der Position
- Alphanumerische Wellbezeichnung
- Für U-Böden, V-Böden und Standard-Flachböden oder andere Formate kontaktieren Sie uns bitte

- 96 Wells: Arbeitsvolumen = 25 - 340 µl
- 96 Halb-Wells: Arbeitsvolumen = 15 - 175 µl

						96 Wells		96 Halbwells	
Wände	Boden	Steril	Behandlung	Verpackt zu	VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
Weiß	Weiß	Nein	Nein	10	40	655075	AA -	675075	AA -
Weiß	Weiß	Ja	Hohe Fixierung	10	40	655074	AA -	675074	AA -
Schwarz	Schwarz	Ja	Hohe Fixierung	10	40	655077	AA -	675077	AA -
Schwarz	Schwarz	Nein	Nein	10	40	655076	AA -	675076	AA -
Weiß	Transp.	Ja	Hohe Fixierung	10	40	655094	AA -	-	-
Weiß	Transp.	Nein	Nein	10	40	655095	AA -	-	-
Schwarz	Transp.	Nein	Nein	10	40	655096	AA -	675096	AA -
Schwarz	Transp.	Ja	Hohe Fixierung	10	40	655097	AA -	-	-
Transp.	Transp.	Ja	Hohe Fixierung	10	40	-	-	675161	AA -
Transp.	Transp.	Nein	Nein	10	40	-	-	675101	AA -


DNase RNase | Human DNA | Pyrogen

TIPP



Schwarze oder weiße Kulturplatten mit transparentem Boden: siehe Kapitel über Zellkultur

Polystyrolplatten mit 384 Wells, Standard- oder kleines Volumen, schwarz, weiß oder transparent Greiner Bio-One



DNase RNase | Human DNA | Pyrogen

- Hergestellt aus hochwertigem, Polystyrol
- Unbehandelt oder Behandlung, die eine starke Adsorption ermöglicht
- Schwarz für geringen Fluoreszenzhintergrund
- Hochreflektierendes Weiß für Lumineszenz
- µclear oder undurchsichtiger Boden
- Codierung der Position
- Alphanumerische Wellbezeichnung

384 Wells standard:

- Arbeitsvolumen = 15 - 110 µl
- Arbeitsvolumen Quadratische Wells mit abgerundetem Eck für eine verbesserte Rückgewinnung der Flüssigkeit

384-Klein-Volumen-Well

- Arbeitsvolumen = 4 - 25 µl
- Höhe der Platte 7,5 mm
- Leicht verjüngte, runde Vertiefung zur Verstärkung des Fluoreszenz- oder Lumineszenzsignals

				384 Wells standard				384 Wells Kleinvolumen - Hi Base				384 Wells Kleinvolumen - Lo Base			
Wände	Boden	Steril	Behandlung	Art. Nr.	Verpackt zu	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	Verpackt zu	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Transp.	Transp.	Nein	Nein	781101	10	100	AA -	784101	10	40	AA -	788101	10	80	AA -
Transp.	Transp.	Ja	Hohe Fixierung	781061	10	40	AA -	-	-	-	-	-	-	-	-
Transp.	Transp.	Ja	Nein	781162	10	100	AA -	-	-	-	-	-	-	-	-
Transp.	Transp.	Ja	Nein	781185	Grad 1	32	AA -	-	-	-	-	-	-	-	-
Transp.	Transp.	Ja	Nein	781186	8	32	AA -	-	-	-	-	-	-	-	-
Weiß	Weiß	Ja	Hohe Fixierung	781074	10	40	AA -	-	-	-	-	-	-	-	-
Weiß	Weiß	Nein	Hohe Fixierung	-	-	-	-	-	-	-	-	788074	10	80	AA -
Weiß	Weiß	Nein	Nein	781075	10	40	AA -	784075	10	40	AA -	-	-	-	-
Schwarz	Schwarz	Ja	Hohe Fixierung	781077	10	40	AA -	788077	-	80	AA -	-	-	-	-
Schwarz	Schwarz	Nein	Nein	781076	10	40	AA -	784076	10	40	AA -	-	-	-	-
Weiß	Transp.	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	788095	10	80	AA -
Schwarz	Transp.	Ja	Hohe Fixierung	781097	10	40	AA -	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwarz	Transp.	Nein	Nein	781096	10	40	AA -	-	-	-	-	788096	10	80	AA -

Akustische Bearbeitungsplatten

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
793855	Platte 384 Wells Cycloolefin für akustische Manipulation	60	AA -