
Polystyrol Platte 1536 Wells, schwarz, weiß oder transparent Greiner Bio-One

- Hochwertige Polystyrolplatten
- Unbehandelt oder für hohe Adsorption behandelt
- Schwarz für geringen Fluoreszenzhintergrund
- Hochreflektierendes Weiß für Lumineszenz
- µclear oder undurchsichtiger Boden
- Codierung der Position
- Alphanummerischer Wellstandort
- Hi-Base: zum Ablesen von der Oberseite der Platte
- Form des Wells: quadratisch mit abgerundeten Ecken
  - Arbeitsvolumen = 3 - 10 µl



						1536 Wells - Hibase	
Wände	**Boden**	**Steril**	**Behandlung**	**Verpackt zu**	**VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**
Transp.	Transp.	Nein	Nein	15	60	**782101**	**AA -**
Transp.	Transp.	Ja	Hohe Fixierung	15	60	**782061**	**AA -**
Weiß	Weiß	Nein	Nein	15	60	**782075**	**AA -**
Weiß	Weiß	Ja	Hohe Fixierung	15	60	**782074**	**AA -**
Schwarz	Schwarz	Nein	Nein	15	60	**782076**	**AA -**
Schwarz	Schwarz	Ja	Hohe Fixierung	15	60	**782077**	**AA -**
Weiß	Transp.	Nein	Nein	15	60	**782095**	**AA -**
Weiß	Transp.	Ja	Hohe Fixierung	15	60	**782094**	**AA -**
Schwarz	Transp.	Ja	Hohe Fixierung	15	60	**782097**	**AA -**
Schwarz	Transp.	Nein	Nein	15	60	**782096**	**AA -**


Deckel Ultra-Low

ultra-niedrigem Profil, welches die Verdunstung reduziert.

Art. Nr.	Steril	VE	CHF/ VE
691101	Nein	100	**AA -**
691161	Ja	100	**AA -**

Non binding Polystyrolplatten 96, 384 und 1536 Wells Greiner Bio-One

- Die nichtbindende Oberfläche ist das Ergebnis einer stabilen chemischen Modifikation funktioneller Gruppen, die kovalent an die Polystyroloberfläche gebunden sind
- Sehr geringe unspezifische Bindungseigenschaften (DNA-, RNA-, Protein-Assays)
- Erhöhung der Empfindlichkeit des Tests durch Reduzierung des Hintergrundrauschens und die Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses
- Stabile Oberfläche ohne Verschlechterung oder Beeinträchtigung
- Erhältlich in den Farben schwarz, weiß und transparent sowie mit µclear-Hintergrund



* Kaminwell

Platten 96 Wells

Wellprofil	Boden U	Boden V	Boden F*	Boden F *	Boden F*	Boden F*	Boden F*
Boden	Transp.	Transp.	Transp.	Flach weiß	Flach schwarz	µClear®	µClear®
Rahmenfarbe	Transp.	Transp.	Transp.	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz
Packungseinheit	10	10	10	10	10	10	10
VE	40	40	40	40	40	40	40
Art.Nr.	**650901B**	**651901B**	**655901**	**655904**	**655900**	**655903**	**655906**
CHF/box	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Platten 384 Wells

Wellprofil	Boden F	Boden F	Boden F	Boden F	Boden F	Kleines Vol.™	Kleines Vol.™
Boden	Weiß flach	Schwarz flach	flach µClear®	flach µClear®	flach Transp.	Weiß flach	Schwarz flach
Rahmenfarbe	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz	Transparent	Weiß	Schwarz
Plattenprofil	-	-	-	-	-	HiBase	HiBase
Packungseinheit	10	10	10	10	10	10	10
VE	40	40	40	40	40	40	40
Art. Nr.	**781904**	**781900**	**781903**	**781906**	**781901**	**784904**	**784900**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Kulturplatten 1536 Wells - Hibase

Wellprofil	Boden F	Boden F
Boden	Flach Weiß	Flach Schwarz
Rahmenfarbe	Weiß	Schwarz
Plattenprofil	-	-
Packungseinheit	10	10
VE	40	40
Art. Nr.	**782904**	**782900**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**

DNase RNase
Human DNA
Pyrogen

Streptavidin-Platten 96 und 384 Wells Greiner Bio-One

Streptavidin-beschichtete und vorgesättigte 96- und 384-Well-Platten.

	96 Wells	384 Wells
Beschichtete Oberfläche (nach Volumen)	300 µl	90 µl
Adsorptionskapazität biotin	› 5 ng/Well oder 20 pmol/Well	› 1,5 ng/Well oder 6 pmol/Well
Veränderung der Beschichtung	‹5 %	‹8 %
Streptavidin-Auslaugung	‹5 ng / Well	‹1 ng / Well

Art. Nr.	Typ	Farben	Packungs-einheit	VE	CHF/ VE
655990	96 Wells	Transparent	5	40	**AA -**
655995	96 Well	Weiß	5	40	**AA -**
655996	96 Wells	Schwarz mit transparentem Boden	5	40	**AA -**
655997	96 Wells	Schwarz	5	40	**AA -**
781990	384 Wells	Transparent	5	40	**AA -**
781995	384 Wells	Weiß	5	40	**AA -**
781996	384	Wells Schwarz	5	40	**AA -**
781997	384 Wells	Schwarz	5	40	**AA -**



Deckel

Art. Nr.	Bezeichnung	Steril	VE	CHF/ VE
020036	Deckel	Nein	100	**AA -**
020037	Deckel	Ja	100	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com