
Platten 384 und 1536 Wells CELLSTAR schwarz, weiß oder transparent, Boden undurchsichtig oder transparent Greiner Bio-One



- Hochwertige Polystyrolplatten
- Zellkultur behandelt
- Steril
- Mittleres bis hohes Adsorptionsvermögen
- Schwarz für geringen Fluoreszenzhintergrund
- Hochreflektierendes Weiß für Lumineszenz
- Positionskodierung, alphanumerische Wellbezeichnung


DNase RNase · Pyrogen · Human DNA

384 Wells standard:
- Arbeitsvolumen = 15 - 110 µl
- Arbeitsvolumen Quadratische Wells mit abgerundetem Eck für eine verbesserte Rückgewinnung der Flüssigkeit

1536-Klein-Volumen-Well
- Arbeitsvolumen = 3 - 10 µl
- 2 Versionen : Hi Base (für das Ablesen von der Oberseite der Platte) und Lo Base (für das Ablesen von der Unterseite der Platte)

			384 Wells standard						1536 Wells Hi-base		1536 Wells Lo-base	
Wände	**Boden**	**Deckel**	**Art. Nr.**	**Verpackt zu**	**VE**	**CHF/ VE**	**Verpackt zu**	**VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**
Transp.	Transp.	Ja	**781182**	8	32	**AA -**	Grad 1	32	**782180B**	**AA -**	-	-
Weiß	Weiß	Nein	-	-	-	-	15	60	**782073**	**AA -**	-	
Weiß	Weiß	Ja	**781080**	8	32	**AA -**	10	40	**782080**	**AA -**	-	-
Schwarz	Schwarz	Nein	**781079**	10	40	**AA -**	-	-	-	-	-	-
Schwarz	Schwarz	Nein	-	-	-	-	15	60	**782078**	**AA -**	-	-
Schwarz	Schwarz	Ja	**781086**	8	32	**AA -**	10	40	**782086**	**AA -**	-	-
Weiß	Transp.	Nein	-	-	-	-	15	60	**782093**	**AA -**	**783093**	**AA -**
Weiß	Transp.	Ja	**781098**	8	32	**AA -**	-	-	-	-	-	-
Schwarz	Transp.	Nein	**781092**	10	40	**AA -**	15	60	**782092**	**AA -**	**783092**	**AA -**
Schwarz	Transp.	Ja	**781091**	10	40	**AA -**	-	-	-	-	-	-

Glasbodenplatten SensoPlate™ Greiner Bio-One



Art. Nr.	Typ	Steril	Deckel	Packungs-einheit	VE	CHF/ VE
662896	24 Wells	Ja	Nein	1	12	**AA -**
662892	24 Wells	Ja	Ja	1	12	**AA -**
655896	96 Wells	Ja	Nein	1	16	**AA -**
655892	96 Wells	Ja	Ja	1	16	**AA -**
655891*	96 Wells Standardkultur Behandlung	Ja	Ja	1	16	**AA -**
655981*	96-Well Behandlung Advanced TC-Kultur	Ja	Ja	1	16	**AA -**
781892	384 Wells	Ja	Ja	1	16	**AA -**
783892	1536 Wells	Ja	Ja	1	16	**AA -**

Polystyrol-Mikroplatte mit achromatischem Borosilikatglasboden, 175 µm dick, Standardgröße. Undurchsichtige schwarze Farbe für hochauflösende Bildgebung, Fluoreszenz.

655891



Human DNA · DNase RNase · Pyrogen


Deckel

Art. Nr.	Typ	Steril	Packungs-einheit	VE	CHF/ VE
020036	Standard	Nein	1	100	**AA -**
020037	Standard	Ja	1	100	**AA -**
691101	Niedrig	Nein	1	100	**AA -**
691161	Niedrig	Ja	1	100	**AA -**

* Cellview für die Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie fluoreszenz- und hochauflösende Mikroskopie.

Platten UV-Star 96 Wells und 384 Wells Greiner Bio-One

655801



781801



Alternative zu Quarzschalen. UV-durchlässige Cycloolefin-Mikroplatten, geeignet für die Bestimmung von Nukleinsäure- und Proteinkonzentrationen bei 260 und 280 nm.

DNase RNase · Human DNA · Pyrogen

- Frei von nachweisbaren Endotoxinen
- DMSO-beständig
- Einsetzbar bis zu -20 °C
- µClear Boden mit flachem Boden/Kamin-Well
- Erhältlich mit schwarzem Rahmen für die Reduzierung von Signa-Überlagerung (crosstalk) zwischen den Wells
- Optische Grenze 230 nm

Art. Nr.	Bezeichnung	Packungs-einheit	VE	CHF/ VE
655801	96-Well- UV-Star Platte	10	40	**AA -**
655809	Platte UV-Star 96 Wells schwarz	10	40	**AA -**
675801	96-Halb-Well- UV-Star Platte	10	40	**AA -**
781801	384-Well- UV-Star Platte	10	40	**AA -**