96-Well-Platten Nunc für Screening

96-Well-Platten aus Polystyrol speziell für Screening-Anwendungen und Robotersysteme. Alle diese Platten können mit einem beschrifteten Barcode geliefert werden.
Vier Oberflächenqualitäten:

- **MAXISORP** : hochaffine Oberfläche für hydrophile Moleküle wie z. B. Antikörper;
- **POLYSORP** : Mittlere Adsorptionsoberfläche, mit einer Affinität für Moleküle mit eher hydrophobem Charakter wie Nicht-Protein-Antigene;
- unbehandelt: geeignet für Lagerung, DNA- und Antibiotika-Screening.

➤ **Flacher Boden**

➤ **Hohe optische Qualität**



					Standard-Platten		Mit Strichcode	
Platten-Art	**Deckel**	**Steril**	**Verpackt zu**	**VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**
MAXISORP	Nein	Nein	10	180	**055266**	**AA -**	**055267**	**AA -**
POLYSORP	Nein	Nein	10	180	**055268**	**AA -**	-	-
Nicht behandelt	Nein	Nein	10	180	**055270**	**AA -**	**055271**	**AA -**
Unbehandelt	Ja	Ja	10	160	**055272**	**AA -**	**055273**	**AA -**
Unbehandelt	Ja	Nein	10	160	**055274**	**AA -**	-	-
Weiß mit transparentem Boden	Nein	Nein	10	30	**055315**	**AA -**	-	-
Schwarz mit transparentem Boden	Nein	Nein	10	30	**055316**	**AA -**	-	-
Schwarz mit Glasboden	Nein	Nein	10	30	**055317**	**AA -**	-	-

Platte Omnitray Nunc

➤ **Platte ohne Wells im Mikroplattenformat**

➤ **Kann mit Robotersystemen wie Beckman, Tecan, Zymark... verwendet werden**

➤ **Geliefert mit Deckel, stapelbar, steril**


➤ **Aus transparentem Polystyrol**

➤ **Gefrierbar bei -20 °C**

➤ **Arbeitsvolumen : 35 ml, maximales Volumen : 90 ml**

➤ **Maße 128 x 86 mm**

➤ **Anwendungen: Flüssigkeitsbehälter, Halter für Membranen bei der Hybridisierung, verwendbar mit Robotersystemen**




Art. Nr.	**Bezeichnung**	**Verpackt zu**	**VE**	**CHF/ VE**
056116	Platte Omnitray steril	10	60	**AA -**
056117	Platte Omnitray steril	10	90	**AA -**


384-Well-Mikroplatten Nunc

➤ **Polystyrol, steril, für Zellkulturen behandelt**

➤ **Unbehandeltes oder behandeltes MAXISORP mit hoher Adsorptionskapazität**



Behandlung	**Farben**	**Deckel**	**Steril**	**Art. Nr.**	**Verpackt zu**	**VE**	**CHF/ VE**
Nein	Transparent	Ja	Ja	**055295**	1	30	**AA -**
Nein	Transparent	Ja	Ja	**055296**	10	30	**AA -**
Nein	weißer Boden transp.	Nein	Nein	**054300**	10	30	**AA -**
Nein	schwarzer Boden transp.	Nein	Nein	**054301**	10	30	**AA -**
Kultur	Transparent	Ja	Ja	**054302**	10	30	**AA -**
Kultur	Weiß	Ja	Ja	**054303**	10	30	**AA -**
Kultur	Schwarz	Ja	Ja	**054304**	10	30	**AA -**
Kultur	Weißer Boden transp.	Ja	Ja	**054305**	10	30	**AA -**
Kultur	schwarz Boden transp.	Ja	Ja	**054306**	10	30	**AA -**
MAXISORP	Transparent	Nein	Ja	**054307**	10	30	**AA -**
MAXISORP	Weiß	Nein	Ja	**055457**	10	30	**AA -**
MAXISORP	Schwarz	Nein	Ja	**055309**	10	30	**AA -**



Deckel

Art. Nr.	**Bezeichnung**	**Verpackt zu**	**VE**	**CHF/ VE**
055143	Deckel für Platte	5	100	**AA -**
055144	Deckel steril	1	50	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com