
1536-Well-Platte Nunc



Platte aus transparentem, weissem oder schwarzem Polystyrol, speziell konzipiert für Robotersysteme. Volumen pro Well µl Volumen pro Well: 10 µl

- **Abgerundete Wellöffnung für optimalen Zugang durch Pipettiersysteme**
- **Der flache Boden maximiert die optische Qualität und den Bildbereich**
- **Rand für einfache Handhabung durch Roboter**
- **Geringe Höhe (7,4 mm) für platzsparende Lagerung und Inkubatoren**

Art. Nr.	Farben	Steril	Deckel	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055345	Transparent	Nein	Nein	30	90	AA -
055346	Schwarz	Nein	Nein	30	90	AA -
055347	Weiß	Nein	Nein	30	90	AA -

Deckel und Softcover Nunc

Deckel

Drei Modelle:

- Universaldeckel, ohne Abtrennung für alle Platten;
- Ultraflache Abdeckung mit sehr niedriger Höhe;
- LowBot-Deckel, speziell für die Handhabung mit Robotern entwickelt, sehr flaches Profil, mit kurzer Schürze, um die Barcode-Markierung auf der Platte zu ermöglichen, ohne den Deckel abnehmen zu müssen.

Art. Nr.	Modell	Steril	Kompatibilität	Verpackt zu	VE	CHF / VE
056118	Universal	Ja	Alle Platten	20	60	AA -
056119	Universal	Nein	Alle Platten	20	60	AA -
056121	Universal	Nein	Alle Platten	20	180	AA -
056105	LowBot und ultraflache Ecken	Nein	Niedrigprofilplatten, 384 und 1536 Wells	25	100	AA -
056106	LowBot und ultraflache Ecken	Ja	Flachprofilplatten, 384 und 1536 Wells	25	100	AA -
055610	Ecken schneiden	Nein	Platten 384 und 1536 Wells	1	60	AA -
056122	Ecken schneiden	Nein	Platten 384 und 1536 Wells	20	180	AA -
056124	Niedriges Profil	Nein	96- und 384-Well-Platten	20	120	AA -
055144	Kondenswasserringe und abgeschnittene Ecken	Ja	96-Well-Platten PS, Deepwell PP	1	50	AA -
055143	Kondenswasserringe und abgeschnittene Ecken	Nein	PS 96-Well-Platten, Deepwell PP	5	100	AA -

Weiche Deckel

- **Kann bei thermoplastischen Elastomeren bis zu -80°C eingesetzt werden**
- **Kann bei Silikonmodellen bis zu -20°C verwendet werden**
- **Beständig gegen DMSO, Ethanol und Methanol**
- **Wiederholbar bohrbar**

Art. Nr.	Modell	Steril	Material	Farben	Aufbohrbar	Kompatibilität	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
054316	96-Pad-Matte	Ja	Thermoplastisches Elastomer	Natürlich	Ja	Multiwell und Deepwell 96-Well-Platte PP 055375, 056175 und 055378	1	50	AA -
054317	96-Pad-Matte	Nein	Thermoplastisches Elastomer	Natürlich	Ja	gleich	5	50	AA -
054319	96-facher Teppich Nein	Nein	Thermoplastisches Elastomer	Blau	Ja	gleich	5	50	AA -
056125	Matte mit 96 vorgeschnittenen Pads	Nein	Silikon	Natürlich	Ja	gleich	10	50	AA -

