Platten 384 Wells Corning®



Verschiedene Behandlungen: unbehandelt, Zellkultur, non binding, Poly-D-Lysin, Corning® CellBIND, Kollagen, Fibronektin, mehrfach beschichtet, Ultra-Low Attachment


Corning® CellBIND: nutzt Wellen, um den Sauerstoffeinbau in die Zellkulturoberfläche zu erhöhen und so die Zellhaftung unter schwierigen Bedingungen zu verbessern.

Ultra Low Attachment: mit einer Hydrogelschicht, die die Zellanhaftung minimiert.

- **Aus Polystyrol**
- **Flacher und transparenter Boden**
- **Well Volumen: 110,5 µl**

					Weiße Platten		Schwarze Platten	
Behandlung	**Deckel**	**Steril**	**VE**	**VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**
Unbehandelt	Nein	Nein	25	100	**003763**	**AA -**	**003762**	**AA -**
Zellkultur	Ja	Ja	20	100	**003765**	**AA -**	**003764**	**AA -**
Non binding	Ja	Nein	25	100	**-**	**-**	**003766**	**AA -**
Non binding	Nein	Nein	25	100	**003767**	**AA -**	**-**	**-**
Poly-D-Lysin	Nein	Aseptisch	20	100	**-**	**-**	**003768**	**AA -**
Poly-D-Lysin	Ja	Aseptisch	20	100	**003769**	**AA -**	**-**	**-**
Corning® CellBIND	Ja	Ja	20	100	**-**	**-**	**003770**	**AA -**
Ultra-low attachement	Ja	Ja	20	100	**-**	**-**	**004588**	**AA -**
Kollagen	Ja	Aseptisch	20	100	**-**	**-**	**004690**	**AA -**
Fibronectin	Ja	Aseptisch	20	100	**-**	**-**	**004596**	**AA -**
Multi-coated	Ja	Nein	10	10	**-**	**-**	**004589**	**AA -**

Platten 1536 Wells Corning®



- **Aus zyklischem Olefin-Copolymer (COC)**
- **Flacher Rand für bessere Abdichtung der Platten**
- **Ultra klar 127 µm**
- **Mit Barcode, entweder auf der Länge oder der Breite der Platte**
- **2 Versionen :**
  - niedrige Basis, für das Lesen von oben
  - und hohe Basis für das Lesen von unten

						Strichcode auf der Länge der Platte		Strichcode auf der Breite der Platte	
Behandlung	**Version**	**Steril**	**Farben**	**Packungs-einheit**	**VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**
Unbehandelt	Niedrige Basis	Nein	Schwarzer transparenter Boden	20	100	**004560**	**AA -**	**004675**	**AA -**
Zellkultur	Niedrige Basis	Ja	Schwarzer transparenter Boden	20	100	**004561**	**AA -**	**004676**	**AA -**
Corning CellBIND	Niedrige Basis	Ja	Schwarzer transparenter Boden	20	100	**004563**	**AA -**	**004373**	**AA -**
Poly-D-Lysin	Niedrige Basis	Nein	Schwarzer transparenter Boden	20	100	**004564**	**AA -**	**004677**	**AA -**
Unbehandelt	Hohe Basis	Nein	Schwarz	10	50	**004565**	**AA -**	**004371**	**AA -**
Zellkultur	Hohe Basis	Ja	Schwarz	10	50	**004566**	**AA -**	**004705**	**AA -**
Nicht anhaftend	Hohe Basis	Nein	Schwarz	10	50	**004567**	**AA -**	**-**	**-**
Corning CellBIND	Hohe Basis	Ja	Schwarz	10	50	**004568**	**AA -**	**-**	**-**
Unbehandelt	Hohe Basis	Nein	Weiß	10	50	**004570**	**AA -**	**004372**	**AA -**
Zellkultur	Hohe Basis	Ja	Weiß	10	50	**004571**	**AA -**	**004370**	**AA -**
Nicht anhaftend	Hohe Basis	Nein	Weiß	10	50	**004572**	**AA -**	**-**	**-**
Corning CellBIND	Hohe Basis	Ja	Weiß	10	50	**004573**	**AA -**	**-**	**-**