## 96-Wells Mikroplatten

| Art. Nr. | Boden | Steril | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|
| 390963 | U | Nein | 50 | AA - |
| 390966 | U | Ja | 50 | AA - |
| 390964 | V | Nein | 50 | AA - |
| 390967 | V | Ja | 50 | AA - |
| 390965 | Flach | Nein | 50 | AA - |
| 390968 | Flach | Ja | 50 | AA - |

- Aus Polystyrol
- Einzelnverpackung



### Deckel

| Art. Nr. | Steril | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|
| 390969 | Nein | 50 | AA - |
| 390970 | Ja | 50 | AA - |



U-Boden



V-Boden



Flacher Boden

## 96-Well-Platten, flacher, runder oder konischer Boden

porvair

- Hergestellt aus hochwertigem, Kristalpolystyrol
- Erhältlich mit flachem Boden für Spektrophotometrie, rundem Boden (U) oder V-Boden (minimiert Flüssigkeitsrückstände)
- Kompatibel mit Robotern
- 3 Volumina: 240 µl, 300 µl, 350 µl

| Art. Nr. | Bezeichnung | Volumen | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|
| 058073 | 96-Well-Platte, flacher Boden | 350 µl | 100 | AA - |
| 058074 | 96-Well-Platte mit rundem Boden | 300 µl | 100 | AA - |
| 058075 | 96-Well-V-Bodenplatte | 200 µl | 100 | AA - |



TIPP

Alle PORVAIR-Platten finden Sie auf www.milian.com



## Platte 96 Wells Standard weiß und schwarz

porvair

- Weiße, schwarze oder schwarze Platten mit weißen Wells
- Flacher Boden, Wells 350 µl
- Aus kulturbehandeltem (immuno high binding) oder unbehandeltem Polystyrol
- Für alle Anwendungen in Fluoreszenz-, Lumineszenz-, Szintillations- oder Elisa-Tests

| Art. Nr. | Farben | Deckel | Typ | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 043453 | Weiß | Nein | Standard | 100 | AA - |
| 043455 | Weiß | Ja | Zellkultur | 100 | AA - |
| 043456 | Schwarz | Nein | Standard | 100 | AA - |
| 043458 | Schwarz | Ja | Zellkultur | 100 | AA - |
| 043460 | Schwarz und weiß | - | - | 100 | AA - |





LAGERUNG SCREENING