
Polypropylen-Mikrotiterplatten 96, 384 oder 1536 Wells Greiner Bio-One

- **Starre Polypropylenplatten, SBS-Standard**
- **Für die Probenlagerung**
- **Kann kalt, heiß oder mit Matten versiegelt werden**
- **Temperaturbeständig von -196 °C bis +121 °C**
- **Zentrifugierbar bis zu 4800 g**
- **Barcode-Option auf Anfrage erhältlich:**

Kontaktieren Sie uns



Platten 96 Wells

Art. Nr.	Boden	Farben	Steril	Well Volumen (µl)	Packungs-einheit	VE	CHF/ VE
650201	Rund	Natur	Nein	300	10	100	**AA -**
650292*	Rund	Natur	Nein	300	-	32	**AA -**
650261	Rund	Natur	Ja	300	10	100	**AA -**
650209	Rund	Schwarz	Nein	300	10	100	**AA -**
650207	Rund	Weiß	Nein	300	10	100	**AA -**
655201	Flach	Natur	Nein	370	10	100	**AA -**
655209	Flach	Schwarz	Nein	370	10	100	**AA -**
651201	V	Natur	Nein	335	10	100	**AA -**
651209	V	Schwarz	Nein	335	10	100	**AA -**

* Mit Deckel

Platten 384 Wells

Art. Nr.	Boden	Farben	Well Volumen (µl)	Packungs-einheit	VE	CHF/ VE
781201	Flach	Natur	140	10	100	**AA -**
781209	Flach	Schwarz	140	10	100	**AA -**
781207	Flach	Weiß	140	10	100	**AA -**
781280	V	Natur	130	10	100	**AA -**
781270*	Flach	Natur	240	6	60	**AA -**
781271*	Flach	Natur	240	6	60	**AA -**


* Deepwell

Kulturplatten 384-Klein-Volumen-Well

Art. Nr.	Boden	Farben	Well Volumen (µl)	Packungs-einheit	VE	CHF/ VE
784201	V	Natur	30	10	100	**AA -**
784209	Flach	Schwarz	30	10	100	**AA -**

CapMats weiche Deckel für 96er-Rundwellplatten

Art. Nr.	Bezeichnung	Steril	Packungs-einheit	VE	CHF/ VE
381070	weicher Deckel	Nein	10	50	**AA -**
381061	weicher Deckel	Ja	1	50	**AA -**



1536-Well-Platten (auch in steriler Ausführung erhältlich)

Art. Nr.	Boden	Farben	Well Volumen (µl)	Packungs-einheit	VE	CHF/ VE
782270	Flach	Natur	20	15	60	**AA -**

