
Nunc 96-Well-Mikroplatten aus Polypropylen



Platten für Robotersysteme


- **Well Volumen 0,5 ml Rundboden oder 0,35 ml konischer Boden**
- **Gerade Kanten und Deckel mit langem Rand für besseren Halt an Robotern**
- **Mit Barcode auf Anfrage**
- **mit rundem oder konischem Boden**
- **Autoklavierbar**
- **Hitzebeständig von -180 °C bis +121 °C**
- **Maße: 128 x 86 x 14 mm**

Verschiedene Farben:

- **Naturfarben** : für sterile und nicht sterile Platten für Screening, Probenentnahme, kombinatorische Chemie, Flüssigphasentests und Probenlagerung;
- **schwarz** : für **Fluoreszenzanwendungen**, Reduzierung des Hintergrundrauschens, minimale Streuung des Rücklichts;
- **weiß** : für **Fluoreszenz-** und **Lumineszenzanwendungen**, maximale Signalreflexion, minimale Autolumineszenz und Autofluoreszenz;
- rot, blau oder gelb: für Probenbanken, Lagerung, Probenentnahme.

Platten mit konischen Boden

Farben	Natur steril	Natur	Weiß	Schwarz	Rot	Blau	Gelb
Packungseinheit	20	20	20	20	20	20	20
VE	120	120	120	120	120	120	120
Art. Nr.	**055528**	**055529**	**055530**	**055531**	**055532**	**055533**	**055534**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Rundboden Platten

Farben	Natur steril	Natur	Weiß	Schwarz	Blau	Gelb
Packungseinheit	10	10	10	10	10	10
VE	120	120	120	120	120	120
Art. Nr.	**054309**	**054310**	**054311**	**054312**	**054314**	**054315**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Weiche Abdeckmatte Nunc

Farben	Natur steril	Natur	Blau	Gelb
Packungseinheit	1	5	5	5
VE	50	50	50	50
Art. Nr.	**054316**	**054317**	**054319**	**054320**
CHF/Karton	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

LAGERUNG SCREENING

Nunc 384-Well-Platten aus Polypropylen



- **Mit Robotersystemen kompatible Mikrotiterplatten**
- **Quadratische Wells mit rundem Boden für besseren Probenzugang und optimales Waschen**

Anwendungen

- **Konzeption und Lagerung von DNA-Banken für Gentests und Screening**
- **Synthese und Lagerung von Verbindungen für die kombinatorische Chemie**
- **Schwarz-Weiß-Versionen für Fluoreszenz- und Lumineszenzmethoden**

Standard-Platten

Gesamtvolumen des Wells : 120 µl. Nutzvolumen : 10 bis 100 µl.

Farben	Natur	Weiß	Schwarz	Blau
Packungseinheit	10	10	10	10
VE	120	120	120	120
Art. Nr.	**054322**	**054323**	**054324**	**054326**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Kulturplatten kleines Volumen

Maximal Volumen: 58 µl. Nutzvolumen : 35 µl.

Farben	Natur	Natur steril	Schwarz	Weiß
Packungseinheit	10	10	10	10
VE	100	100	100	100
Art. Nr.	**056271**	**056272**	**056273**	**056274**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**