


Lagerungs-Platten 384 Wells ABgene®



- **Reines Polypropylen**
- **Ausgezeichnete Steifigkeit**
- **Perfekt flach**
- **3 verschiedene Volumina für alle Anwendungen**
- **Hochtransparente 250-µl-Platte für gute Sichtbarkeit der Wells während der Probenabgabe**
- **Pyramidenförmige Wellboden für maximale Probenrückgewinnung**
- **Doppelflansch zur Individualisierung jedes Wells für optimale Abdichtung (Kleber, Heißsiegel)**
- **Alphanummerischer Index**

Volumen	120 µl	250 µl	300 µl mit Rand
Wellform	Quadrati	Quadrati	Quadrati
VE	50	50	50
Natur	**016100**	**016572**	**016111**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**





Polypropylen-Platten mit 96 runden Wells, überhöhter flacher, runder oder V-förmiger Boden

porvair



- **Platten mit flachem, rundem oder V-förmigem Boden**
- **Niedriges Profil mit oder ohne Ring an dem Well zum einfachen Abdichten von Klebstoffen**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
043459	96-Well-Platte, erhobener flacher Boden 350 µl	100	**AA -**
058086	96-Well-Platte mit rundem erhobenerm Boden 270 µl mit Ring	100	**AA -**
058087	96-Well-V-Bodenplatte erhoben 220 µl mit Ring	100	**AA -**

Hochtransparente 96- und 384-Wells Mikroplatten aus Polypropylen, Eppendorf

Für die Lagerung von Proben oder Anwendungen, die eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel wie DMSO erfordern. Die 384er Mikrotiterplatten sind in den Varianten DNA LoBind und Protein LoBind für Anwendungen im Mikrobereich erhältlich.

eppendorf



- **Hohe Transparenz**
- **Schwarze Wells für den Fluoreszenznachweis**
- **Weiße Wells für den Lumineszenznachweis und/oder niedrige Fluoreszenzwerte**
- **Matrix OptiTrack® : alphanumerische Kennzeichnung kombiniert mit farbigen Umrandungen**
- **RevoverMax® Wellkonstruktion: optimierte Wellgeometrie, ohne spitze Winkel. Für eine maximale Probenrückgewinnung**
- **g-safe® : Zentrifugationsbeständigkeit bis zu 6.000 g (5.000 g für sterile Platten)**
- **Betriebstemperatur: -86°C bis 100°C**
- **Autoklavierbar (121 °C, 20 min.)**
- **Entspricht den ANSI/SBS-Normen**
- **Kontrolliert durch Charge :**
  - PCR clean, frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren - steril

96-Well-Mikroplatten aus PP

Farbe des Wells	Farben Rahmen	Arbeits-vol.	Gesamt-vol.	Boden	80 Platten (5 x 16) Art. Nr.	80 Platten (5 x 16) CHF/ VE	240 Platten (10 x 24) Art. Nr.	240 Platten (10 x 24) CHF/ VE
PCR Clean								
Klar	Weiß	50-350 µl	400 µl	Flach	**035359**	**AA -**	**035369**	**AA -**
Klar	Weiß	20-320 µl	360 µl	Abgerundet	**035360**	**AA -**	**035370**	**AA -**
Klar	Weiß	20-300 µl	350 µl	V	**035361**	**AA -**	**035371**	**AA -**
Weiß	Grau	20-320 µl	360 µl	Abgerundet	**035362**	**AA -**	**035372**	**AA -**
Weiß	Grau	20-300 µl	350 µl	V	**035363**	**AA -**	**035373**	**AA -**
Schwarz	Weiß	20-320 µl	360 µl	Abgerundet	**035364**	**AA -**	**035374**	**AA -**
Schwarz	Weiß	20-300 µl	350 µl	V	**035365**	**AA -**	**035375**	**AA -**
Steril								
Klar	Weiß	50-350 µl	400 µl	Flach	**035366**	**AA -**	**035376**	**AA -**
Klar	Weiß	20-320 µl	360 µl	Abgerundet	**035367**	**AA -**	**035377**	**804** -
Klar	Weiß	20-300 µl	350 µl	V	**035368**	**AA -**	**035378**	**804** -

384-Well-Mikroplatten aus PP

Farbe des Wells	Farben Rahmen	Arbeits-vol.	Gesamt-vol.	Boden	80 Platten (5 x 16) Art. Nr.	80 Platten (5 x 16) CHF/ VE	240 Platten (10 x 24) Art. Nr.	240 Platten (10 x 24) CHF/ VE
PCR Clean								
Klar	Weiß	10-120 µl	150 µl	Flach	**035379**	**AA -**	**035387**	**AA -**
Klar	Weiß	5-120 µl	140 µl	V	**035380**	**AA -**	**035388**	**AA -**
Weiß	Grau	5-120 µl	140 µl	V	**035381**	**AA -**	**035389**	**AA -**
Schwarz	Weiß	5-120 µl	140 µl	V	**035382**	**AA -**	**035390**	**AA -**
Steril								
Klar	Weiß	10-120 µl	150 µl	Flach	**035383**	**AA -**	**035391**	**AA -**
Klar	Weiß	5-120 µl	140 µl	V	**035384**	**AA -**	**035392**	**AA -**
DNA LoBind								
Klar	Weiß	5-120 µl	140 µl	V	**035385**	**AA -**	**035393**	**AA -**
Protein LoBind								
Klar	Weiß	5-120 µl	140 µl	V	**035386**	**AA -**	**035394**	**2695** -