Deepwell Platten runde Wells aus Polypropylen


- SBS-Format, kompatibel mit PLC
- Alphanumerische Kennzeichnung
- Für die Probenlagerung bei 86°C, DNA-Denaturierung bei 100°C
- Zentrifugierbar bis 6000 g
- Erhöhte Ränder für bessere Abdichtung
- Produziert in einem zertifizierten Reinraum der Klasse 8
- Autoklavierbar
- Maße (B x L x H) (mm): 127,8 x 85,5 x 14,8



Art. Nr.	Anzahl Wells	Vol. (µl)	Farben	Wellform	Well Boden	VE	CHF/ VE
135700	96	360	Natur	Rund	Konisch	100	AA -
135701	96	400	Natur	Rund	Rund	100	AA -

24-, 96- und 384-Well-Platten aus Polypropylen

- Unsterile Multiwell-Platten aus Polypropylen
- Alphanumerische Markierungen
- Hochtemperatur beständig
- Kann mit einer Plastikfolie oder einem Deckel verschlossen werden



Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF VE
064025	24-Well--Platte	10	100	AA -
064026	96-Well-Platte, flacher Boden	10	100	AA -
064027	96-Well-Platte mit rundem Boden	10	100	AA -
064028	96-Well-Platte mit konischem Boden	10	100	AA -
064057	384-Well-Platte, flacher Boden	Nein	-	AA -
064058	PP-Deckel für 24-Well-Platte	-	105	AA -
064059	PP-Deckel für 96-Well-Platte	-	105	AA -
064060	PP-Deckel für 384-Well-Platte	-	105	AA -

Block zur Lagerung 0,5 ml, 1 ml und 2 ml Masterblock® Greiner Bio-One

96-Well-Lagerblöcke für Screening oder Probenlagerung.

- Polypropylen mit guter Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- Heißsiegelbar, mit Klebband oder flexibler Abdeckung
- Alphanummerischer Index
- Kompatibilität mit Robotern möglich: kontaktieren Sie uns
- Erhöhung der Wells auf 0,5 mm (statt 0,4 mm) zur besseren Abdichtung
- Zentrifugationsgeschwindigkeit des freien Rotors : 4800 g, außer für Artikel 780271, 1800 g



Masterblock® - Naturfarbe

Art. Nr.	Volumen (ml)	Steril	Wellform	Well Boden	Ver-packt zu	VE	CHF/ VE
786201	0,5	Nein	Rund	V	8	80	AA -
786261	0,5	Ja	Rund	V	8	80	AA -
780201	Grad 1	Nein	Rund	U	1	50	AA -
780215	Grad 1	Nein	Rund	U	5	50	AA -
780261	Grad 1	Ja	Rund	U	1	50	AA -
780270	2	Nein	Quadratisch	V	1	50	AA -
780285	2	Nein	Quadratisch	V	5	50	AA -
780271	2	Ja	Quadratisch	V	1	50	AA -

Flexible Deckel für Masterblock®

Art. Nr.	Flexible Deckel für	Steril	Packungs-einheit	VE	CHF/ VE
381070	Masterblock 0,5 ml und 1 ml	Nein	10	50	AA -
381061	Masterblock 0,5 ml und 1 ml	Ja	1	50	AA -
381080	Masterblock 2 ml	Nein	10	50	AA -
381081	Masterblock 2 ml	Ja	1	50	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com