


96-Well-Lagerungsblöcke Nunc







Platten aus Polypropylen oder Polystyrol, gedacht für Probenlagerung, für die meisten automatisierten Systeme geeignet

- **Alphanummerischer Index**
- **Kann mit einem Klebeband oder einer weichen Matte verschlossen werden**
- **Zylindrische Wells mit rundem Boden**
- **Möglichkeit, einen Barcode anzubringen**

Blöcke aus Polypropylen

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055376	Lagerblock PP 1 ml	5	50	**AA -**
055377	Lagerblock PP 1 ml steril	5	50	**AA -**
055378	Lagerblock PP 2 ml	5	60	**AA -**
055379	Lagerblock PP 2 ml steril	1	60	**AA -**

Polystyrol-Blöcke

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
056514	Lagerblock PS 1 ml, nicht steril	4	32	**AA -**
056515	Lagerblock PS 1 ml, steril	4	32	**AA -**

Verschlussmatte für Polypropylen-Lagerungsboxen

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
056056	Sterile Verschlussmatte für Deepwell PS	1	25	**AA -**

Deckel und Softcover Nunc

Deckel

Drei Modelle:

- Universaldeckel, ohne Abtrennung für alle Platten;
- Ultraflache Abdeckung mit sehr niedriger Höhe;
- LowBot-Deckel, speziell für die Handhabung mit Robotern entwickelt, sehr flaches Profil, mit kurzer Schürze, um die Barcode-Markierung auf der Platte zu ermöglichen, ohne den Deckel abnehmen zu müssen.

Art. Nr.	Modell	Steril	Kompatibilität	Verpackt zu	VE	CHF / VE
056118	Universal	Ja	Alle Platten	20	60	**AA -**
056119	Universal	Nein	Alle Platten	20	60	**AA -**
056121	Universal	Nein	Alle Platten	20	180	**AA -**
055144	Kondenswasserringe und abgeschnittene Ecken	Ja	96-Well-Platten PS, Deepwell PP	1	50	**AA -**
055143	Kondenswasserringe und abgeschnittene Ecken	Nein	PS 96-Well-Platten, Deepwell PP	5	100	**AA -**

Weiche Deckel

- **Kann bei thermoplastischen Elastomeren bis zu -80°C eingesetzt werden**
- **Kann bei Silikonmodellen bis zu -20°C verwendet werden**
- **Beständig gegen DMSO, Ethanol und Methanol**
- **Wiederholbar bohrbar**

Art. Nr.	Modell	Steril	Material	Farben	Aufbohrbar	Kompatibilität	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
054316	96-Pad-Matte	Ja	Thermoplastisches Elastomer	Natürlich	Ja	Multiwell und Deepwell 96-Well-Platte PP 055375, 056175 und 055378	1	50	**AA -**
054317	96-Pad-Matte	Nein	Thermoplastisches Elastomer	Natürlich	Ja	Gleich	5	50	**AA -**
054319	96-Pad-Matte	Nein	Thermoplastisches Elastomer	Blau	Ja	Gleich	5	50	**AA -**
056125	Matte mit 96 vorgeschnittenen Pads	Nein	Silikon	Natürlich	Ja	Gleich	10	50	**AA -**