
Lagerplatten 96 Wells 0,8 ml, 1,2 ml und 2,2 ml ABgene®



- **Lagerungsplatten für die Probenlagerung, reines Polypropylen, keine Zusätze (keine Freigabe)**
- **Für Anwendungen in der kombinatorischen Chemie, HTS, chemische Bibliotheken, usw.**
- **Für die Bakterienkultur verwenden Sie die 2,2 ml konische Bodenplatte mit durchlässigem Klebeband (Typ 016127)**
- **Gute Transparenz für die Sichtbarkeit der Proben**
- **Sehr gute Ebenheit**
- **Automatisierbar und zentrifugierbar**
- **Ausgezeichnete Steifigkeit**
- **Einzelnverpackung**
- **Erhältlich mit benutzerdefinierten Barcodes**
- **Alphanumerische Kennzeichnung**
- **Kann entweder mit einem starren Deckel, einem flexiblen Deckel mit 96 Nocken, einer Klebefolie oder durch Heißsiegeln verschlossen werden**

DNase RNase

Human DNA

Endo-toxin

Volumen	0,8 ml	1,2 ml	1,2 ml	2,2 ml	2,2 ml
Wellform	Rund	Rund	Quadrat	Quadratisch	Quadratisch
Boden der	Wells	Konisch	Rund	Rund	Konisch
VE	50	50	50	50	50
Platte	AB-0765	AB-0564	AB-1127	AB-0661	AB-0932
Natur	**016061**	**016069**	**016532**	**016025**	**016086**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Rot	**016064**	-	-	-	-
CHF/VE	**AA -**	-	-	-	-

Weiche Abdeckmatten

Weiche Abdeckmatten zum Verschliessen von Lagerung 96-Well-Platten.

- **Runde oder quadratische Zapfen**
- **Vollkommen flexibel**
- **Alphanummerischer Index**
- **Erhältlich in durchstechbarer (lösungsmittelbeständig, einschließlich DMSO) oder autoklavierbarer (nicht DMSO-beständig) Ausführung**
- **In Reinraum hergestelllt**





Art. Nr.	Matte für Platten	Zapfen	Aufbohrbar	Auto-klavierbar	VE	CHF/ VE
016095	0,8 und 1,2 ml	Rund	Ja	Nein	50	**AA -**
016096	0,8 und 1,2 ml	Rund	Nein	Ja	50	**AA -**
016098	2,2 ml	Quadrat	Nein	Ja	50	**AA -**









Steife Deckel

Starre Deckel aus Polypropylen oder Polystyrol, passend für alle ABgene-Aufbewahrungsplatten
Die Deckel mit Rand ermöglichen ein einfaches Stapeln der Platten.



Art. Nr.	Material	Kante	VE	CHF/ VE
016120	Polystyrol	Nein	50	**AA -**
016123	Polypropylen	Ja	50	**AA -**

LAGERUNG SCREENING

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com