Lagerplatte 96 Wells 1,2 ml Low Profile ABgene®

thermoscientific



Für die Bakterienkultur.

- **Polypropylen-, 96 Wells zu 1,2 ml mit rundem Boden (1 ml Speichervolumen, wenn es mit einem weichem Deckel geschlossen wird)**
- **Ultrakompakt, Höhe : 20 mm**
- **Auch mit individuellem Barcode erhältlich**
- **Low Profil, nach SBS-Standards**
- **Fassungsvermögen 1,2 ml pro Vertiefung**
- **Kann mit heißsiegelfähiger Folie, flexiblem Deckel oder porösem Klebstoff verschlossen werden**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
016532	Lagerplatte 96 Wells Low Profile	50	422,65 -

Lagerplatte 48 Wells 6 ml ABgene®

thermoscientific




- **Hergestellt aus Polypropylen**
- **48-Wells 6 ml**
- **Kann als Reservoir für Automaten verwendet werden**
- **Kann mit einer Klebefolie veschlossen werden**
- **Alphanummerischer Index**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
016099	Platte 6 ml	50	489,80 -

LAGERUNG SCREENING

Mikrotiterplatten mit quadratischen Wells und V-Boden, großes Volumen


porvair sciences



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
058093	Mikroplatte 10 ml 24 quadrat. Wells, V-Boden	25	AA -

Eckige 96-Well-Mikroplatten und Deepwells, tiefe Wells

porvair sciences



- Unabhängig vom Volumen bleibt die Höhe der Platte gleich, was den Einsatz mit Robotersystemen erleichtert
- Höhe: 45 mm
- Drei Volumina: 350 µl, 1 ml und 2 ml
- Aus Polypropylen, das als wenig rückstandsfrei ausgewählt wurde
- Konischer Boden für einfache Probenkonzentrierung oder -rückgewinnung

Art. Nr.	Volumen	Steril	VE	CHF/ VE
043449	350 µl	Nein	50	AA -
043450	1 ml	Nein	50	AA -
043451	2 ml	Nein	50	AA -

Weiche Matten

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
043452	Weiche Matte für quadratische Well-Platte	50	AA -