
Deepwell 96-Well-Mikroplatten mit verstärkten Wells

porvair sciences



058119



058121

- Hergestellt aus Polypropylen, Beständigkeit gegen das Beadmahlen von Proben
- Verstärkte Wells
- Ideal für die Extraktion von Pflanzen-DNA
- Beständig bis -80 °C
- Gesamtvolumen : 2 ml / Arbeitsvolumen : 1,90 ml
- Wellshöhe 45 mm
- Version Steril oder nicht steril


Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
058119	Verstärkte 96-Well-Platte DeepWell	50	AA -
058120	Sterile verstärkte DeepWell 96-Well-Platte	50	AA -
058121	Stopfenmatte für 96-Well-Platte DeepWell verstärkt	50	AA -

Platte mit 384 eckigen Wells mit rundem oder V-förmigem Boden

- **Extra flach**
- **Drei Volumina: 58 µl, 120 µl, 300 µl**
- **Polypropylen, steril oder nicht steril**

Art. Nr.	Wells	Volumen (µl)	Steril	VE	CHF/ VE
058091	Rund	58	Nein	60	505,20 -
058092	V	300	Nein	48	640,40 -
043509	V	300	Ja	48	1109,85 -





Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com