96- und 384-Well-Platten Eppendorf Deepwell



- **Matrix OptiTrack® :** alphanumerische Kennzeichnung kombiniert mit farbigen Rand
- **RevoverMax® Welldesign** optimierte Wellgeometrie, ohne spitze Winkel. Für eine maximale Probenrückgewinnung
- **g-safe® :** Zentrifugationsbeständigkeit bis zu 6.000 g (5.000 g für sterile Platten)
- Entspricht dem SBS-Standard
- Flache Oberfläche mit erhöhten Kanten für eine effektive Abdichtung
- Betriebstemperatur: -86 °C bis 100 °C
- Autoklavierbar (121 °C, 20 min.)
- **Kontrolliert durch Charge :**
  - **PCR clean :** frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren oder - **steril :** erhältlich in den Varianten DNA LoBind und Protein LoBind, mit sehr geringer molekularer Adsorption, steril

Anzahl Wells	Volumen (µl)	Qualität	VE	Blau	Weiß	Gelb	Grün	CHF/ VE	VE	Weiß	CHF/ VE
96	2000	PCR clean	20	034285	034281	034282	034284	AA -	80	034291	AA -
96	2000	steril	20	034290	034286	034287	034289	AA -	80	034296	AA -
96	2000	PCR clean, Protein LoBind	20	-	933088	-	-	AA -	-	-	-
96	1000	PCR clean	20	034245	034241	034242	034244	AA -	80	034261	AA -
96	1000	steril	20	034250	034246	034247	034249	AA -	80	034266	AA -
96	1000	PCR clean, DNA LoBind	20	034255	034251	-	-	AA -	80	034271	AA -
96	1000	PCR clean, Protein LoBind	20	-	034256	034257	-	AA -	80	034276	AA -
96	500	PCR clean	40	034204	034200	034201	034203	AA -	120	034220	AA -
96	500	steril	40	034209	034205	034206	034208	AA -	120	034225	AA -
96	500	PCR clean, DNA LoBind	40	034214	034210	-	-	AA -	120	034230	AA -
96	500	PCR clean, Protein LoBind	40	-	034215	034216	-	AA -	120	034236	AA -
384	200	PCR clean	40	-	034301	-	-	AA -	120	034321	AA -
384	200	steril	40	-	034306	-	-	AA -	120	034326	AA -
384	200	PCR clean, DNA LoBind	40	-	034311	-	-	AA -	120	034331	AA -
384	200	PCR clean, Protein LoBind	40	-	034316	-	-	AA -	120	034336	AA -

VIDEO



Geben Sie die Referenz auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

Matte Sealing mats Eppendorf aus TPE



Matte für Platten Wells viereckig (2000 µl)	Matte für Platten runde Wells (500 - 1000 µl)	VE	CHF/ VE
033826B	035044B	50	AA -

Deckel - Klares Polystyrol, in 5 VE von 16 verpackt.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
035719	Deckel PCR CLEAN für Mikroplatten oder Deepwell	80	AA -
035720	steriler Deckel für Mikroplatten oder Deepwell	80	AA -

Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um den Leitfaden zur Eppendorf-Reinheitsgrad zu erfahren

WEB



