Treff 0,5 ml, 1,2 ml und 2,2 ml Deepwell Platten

Zur Lagerung oder zum Screening.


- 96-Well-Platten aus Polypropylen oder Polystyrol
- 100% reines Polymer, keine Zusatzstoffe
- Vollautomatische Produktion in einem Reinraum der Klasse 8 nach ISO 14644-1
- Beispiele für RNase, DNase, menschliche DNA, Endotoxine, PCR- und ATP-Inhibitoren
- Dichtheit geprüft
- Permanente Prüfung von Ebenheit und Wandstärke
- Well mit rundem Boden
- ANSI/SLAS 2004-Norm für Roboterhandhabung
- Geeignet für Geräte zur magnetischen Trennung
- Alphanumerische Kennzeichnung
- Gebrauchsfertig (CleanRoom Pure)
- Beständig in einem weiten Temperaturbereich PP ca. -80 °C bis +121 °C (Autoklav 20 Minuten, 100% Luftfeuchtigkeit) nach DIN EN 285. PS -20 °C bis 60 °C
- Zentrifugationsbeständig bis zu 6000 g bei Verwendung mit Trefflab-Zentrifugenmatten
- Stapelbar
- Weiche Matte oder Klebeverschluss
- Ränder mit erhöhten Wells zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen

Platte 0,5 ml (runde Wells)

Art. Nr.	Vol. (ml)	Material	Wells	Steril	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
034112B	0,5	Polypropylen	Rund	Nein	7	56	AA -
034174	0,5	Polypropylen	Rund	Ja	7	56	AA -
034113	Weicher Deckel für 034112B				50	50	AA -

Platte 1,2 ml (runde Wells)

Art. Nr.	Vol. (ml)	Ränder erhöht	Material	Steril	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
034050	1,2	Nein	Polystyrol	Nein	4	32	AA -
034051	1,2	Nein	Polypropylen	Nein	4	32	AA -
034052	1,2	Nein	Polystyrol	Ja	4	32	AA -
034053	1,2	Nein	Polypropylen	Ja	4	32	AA -
034170	1,2	Ja	Polypropylen	Nein	4	32	AA -
034171	1,2	Ja	Polystyrol	Ja	4	32	AA -
034172	1,2	Ja	Polypropylen	Ja	4	32	AA -
034173	1,2	Ja	Polystyrol	Nein	4	32	AA -
034113	Weicher Deckel				50	50	AA -



Platte 2,2 ml (eckige Wells, runder Boden)

Art. Nr.	Volumen (ml)	Material	Wells	Steril	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
034055	2,2	Polypropylen	Quadrat	Nein	4	32	AA -
034190	2,2	Polypropylen	Quadrat	Ja	4	32	AA -
034056	Weicher Deckel füro34055				50	50	AA -

Deepwell-Mikroplatte 2,5 ml Labcon

- Quadratische Wells
- Gesamtvolumen 2,5 ml, 2,2 ml mit Kappenmatte
- Ecke mit schwarzer Markierung zur korrekten Ausrichtung der Platte
- Mit oder ohne Abdeckung
- Mikroplatte und Deckel aus Polypropylen, autoklavierbar
- Beständig bis -80 °C



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
949480	96-Well-Platten	10	AA -
949481	Platte 96 Wells mit Deckel	10	AA -

Verschlussmatte

- Aus Silikon
- Autoklavierbar bei 121°C
- Adapter für PCR-Platte mit 96 Quadratische Wells

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
950692	Verschlussmatte	50	AA -

DeepWell 96-Well-Mikroplatten Labcon

- Alphanumerische Kennzeichnung
- Glatte Innenfläche für bessere Probenrückgewinnung
- SBS-Format zur Verwendung mit Robotersystemen
- Autoklavierbar
- Beständig bis -80 °C



Art. Nr.	Volumen (ml)	Steril	Packungs-einheit	VE	CHF/ VE
949478B	1,2	Nein	10	100	AA -
950621		Ja	10	100	AA -
949529	2,2	Nein	10	100	AA -
949530		Ja	10	100	AA -
949471B*		Nein	10	100	AA -

*Für forensische Anwendungen

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com