96-Well-Mikroplatten Deepwell Matrix



- Hergestellt aus Polypropylen
- Rundboden-Wells, Volumen pro Well: 1 ml oder 2 ml
- 96 Wells
- SDS-Format für die Handhabung durch Roboter
- Transluzent
- Alphanumerische Wellkennzeichnung
- Kamin-Wells zur Vermeidung des Risikos einer Kreuzkontamination beim Befüllen der Wells

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
446197	Martrix Deepwell-Mikroplatte 1 ml, 96 Wells	40	AA -
446875	Martrix Deepwell-Mikroplatte 2 ml, 96 Wells	40	AA -

Verschlussmatte Cap Mat



Art. Nr.	Cap Mat für	Steril	VE	CHF/ VE
446049	1-ml-Block, runde 96-Well-Platten und Snap Racks	Nein	100	AA -
446050	1-ml-Block, runde 96-Well-Platten und Snap Racks	Nein	10	AA -
446051	1-ml-Block, runde 96-Well-Platten und Snap Racks	Ja	10	AA -
446454	2-ml-Block, quadratische Wells	Nein	100	AA -
446440	2-ml-Block, quadratische Wells	Nein	10	AA -

Mikroplatten UNIPLATE Whatman™

cytiva



Aus.transprentem Polypropylen Ideal für Anwendungen wie:

- Kombinatorische Chemie
- Kryolagerung von Proben
- Mini-Plasmid-Präparate
- Batch-Studie von Antigenen/Antikörpern
- Lagerung von DMSO, Pulvern und Kryolagerung
- Szintillationszählung
- Gewebekultur

Art. Nr.	Basis des Wells	Wellform	Vol. (µl)	Anzahl der Well	VE	CHF/ VE
036065	Rund	Quadratisch	2000	96	25	AA -
036066	Flach	Viereckig	5000	48	25	AA -

Deckel und weiche Abdeckmatten

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
036051	Deckel aus transparent Polystyrol	100	AA -

24-Well-Platten 10 ml Whatman™

cytiva



- Reinigung und Lagerung von Zusammensetzungen.
- Midi-Vorbereitung der Plasmid-DNA
- Reinigung von rekombinanten Vektoren
- Kultur von Bakterien und Pilzen

Art. Nr.	Material Platte	Well Basis	Wellform	Vol. Well	Anzahl Wells	VE	CHF/ VE
036067	PP natur	Rund	Quadratisch	10 ml	24	25	AA -
036698	PP steril natürlich	Rund	Quadratisch	10 ml	24	25	AA -