Deepwell Platten 96 und 384 Wells



- Ideal für die Langzeitlagerung
- HTS, kompatibel mit den meisten Robotern
- SBS-Format, ANSI/SLAS 1/2004
- Leicht erhöhte Wellränder zur einfachen Versiegelung mit Folien und Matten
- Ultratransparent für gute Probenvisualisierung
- Hergestellt aus neuem Polypropylen für gute Probenrückgewinnung, chemische Beständigkeit und langfristige Lagerung
- Sterile Version frei von Pyrogenen
- Alphanumerische Kennzeichnung a-H und 1-12
- Autoklavierbar, stapelbar



Art. Nr.	Anzahl Wells	Volumen	Wells	Boden	Steril	VE	CHF/ VE
840879	96	1,1 ml	Rund	Rund	Nein	50	AA -
840885	96	1,1 ml	Rund	Rund	Ja	50	AA -
840886	96	2 ml	Rund	Rund	Nein	50	AA -
840887	96	2 ml	Rund	Rund	Ja	50	AA -
840888	96	1,1 ml	Quadratisch	V	Nein	50	AA -
840889	96	2 ml	Quadratisch	V	Nein	50	AA -
840890	96	2 ml	Quadratisch	V	Ja	50	AA -
840891	384	240 µl	Quadratisch	V	Nein	50	AA -
840892	384	240 µl	Quadratisch	V	Ja	50	AA -

Matte

Art. Nr.	Für Platten mit Wells	Steril	VE	CHF/ VE
840880	Rund	Nein	50	AA -
840893	Rund	Ja	50	AA -
840894	Quadratisch	Nein	50	AA -
840895	Quadratisch	Ja	50	AA -

Deepwell-Platten mit quadratischen Polypropylen-Wells



- SBS-Format, kompatibel mit PLC
- Alphanumerische Kennzeichnung
- Für die Probenlagerung bei 86°C, DNA-Denaturierung bei 100°C
- Zentrifugierbar bis 6000 g
- Erhöhte Ränder für bessere Abdichtung
- Schwarze Platten für lichtempfindliche Proben
- Farbige Platten zur Identifizierung
- Produziert in einem zertifizierten Reinraum der Klasse 8
- Autoklavierbar

Art. Nr.	Anzahl Wells	Volumen	Farben	Wellform	Well Boden	Maße (B x L x H) (mm)	VE	CHF/ VE
135728	24	10 ml	Natur	Quadratisch	Konisch	127,8 x 85,5 x 44,2	50	AA -
135727	48	4,6 ml	Natur	Quadratisch	Rund	127,8 x 85,5 x 41,2	50	AA -
135718	96	1,6 ml	Natur	Quadratisch	Rund	127,8 x 85,5 x 31,6	50	AA -
135719	96	1,6 ml	Natur	Quadratisch	Konisch	127,8 x 85,5 x 31,6	50	AA -
135720	96	2 ml	Natur	Quadratisch	Konisch	127,8 x 85,5 x 44,2	50	AA -
135721	96	2 ml	Schwarz	Quadratisch	Konisch	127,8 x 85,5 x 44,2	50	AA -
135722	96	2 ml	Blau	Quadratisch	Konisch	127,8 x 85,5 x 44,2	50	AA -
135723	96	2 ml	Gelb	Quadratisch	Konisch	127,8 x 85,5 x 44,2	50	AA -
135724	96	2 ml	Rot	Quadratisch	Konisch	127,8 x 85,5 x 44,2	50	AA -
135725	96	2,2 ml	Natur	Quadratisch	Rund	127,8 x 85,5 x 41,6	50	AA -
135726	96	2,3 ml	Natur	Quadratisch	Konisch	127,8 x 85,5 x 41,7	50	AA -
135729	384	240 µl	Natur	Quadratisch	Konisch	127,8 x 85,5 x 24,9	50	AA -
135763	96	2,2 ml	Natur	Quadratisch	Rund	127,8 x 85,5 x 44,2	50	AA -
135764	384	300 µl	Natur	Quadratisch	Konisch	128,15 x 85,5 x 30,2	50	AA -

Deepwell Polypropylen-Platten mit runden Wells



- SBS-Format, kompatibel mit PLC
- Alphanumerische Kennzeichnung
- Für die Probenlagerung bei 86°C, DNA-Denaturierung bei 100°C
- Zentrifugierbar bis 6000 g
- Erhöhte Ränder für bessere Abdichtung
- Schwarze Platten für lichtempfindliche Proben
- Farbige Platten zur Identifizierung
- Produziert in einem zertifizierten Reinraum der Klasse 8
- Autoklavierbar

Art. Nr.	Anzahl Wells	Volumen (ml)	Farben	Wellform	Well Boden	Maße (B x L x H) (mm)	VE	CHF/ VE
135702	96	Grad 1	Natur	Rund	Rund	127,8 x 85,5 x 33	50	AA -
135703	96	Grad 1	Natur	Rund	Konisch	127,8 x 85,5 x 33	50	AA -
135704	96	Grad 1	Natur	Rund	Rund	127,8 x 85,5 x 42	50	AA -
135705	96	Grad 1	Schwarz	Rund	Rund	127,8 x 85,5 x 42	50	AA -
135706	96	Grad 1	Blau	Rund	Rund	127,8 x 85,5 x 42	50	AA -
135707	96	Grad 1	Gelb	Rund	Rund	127,8 x 85,5 x 42	50	AA -
135708	96	Grad 1	Rot	Rund	Rund	127,8 x 85,5 x 42	50	AA -
135709*	96	Grad 1	Natur	Rund	Rund	127,8 x 85,5 x 41,5	50	AA -
135710*	96	Grad 1	Schwarz	Rund	Rund	127,8 x 85,5 x 41,5	50	AA -
135711*	96	Grad 1	Blau	Rund	Rund	127,8 x 85,5 x 41,5	50	AA -
135712*	96	Grad 1	Gelb	Rund	Rund	127,8 x 85,5 x 41,5	50	AA -
135713*	96	Grad 1	Rot	Rund	Rund	127,8 x 85,5 x 41,5	50	AA -
135760*	96	1,1	Natur	Rund	Rund	127,8 x 85,5 x 42	50	AA -
135761	96	1,2	Natur	Rund	Rund	127,8 x 85,5 x 42	50	AA -

* Keine erhöhten Kanten.