Matte für Platten

- Aus Silikon oder EVA
- Für die Lagerung von aggressiven Lösungsmitteln





Art. Nr.	Material	Kompatibilität	Perforierbar	VE	CHF/ VE
135752	Silikon	Platte 96 Quadratische Wells 1 ml, 1,6 ml, 2 ml, 2,2 ml und 2,3 ml	Nein	50	AA -
135753	Silikon	Platte 96 Quadratische Wells 1 ml, 1,6 ml, 2 ml, 2,2 ml und 2,3 ml	Ja	50	AA -
135754	Silikon	96er Rundwellplatte 0,36 ml, 0,4 ml, 1 ml 2 ml	Ja	50	AA -
135755	Silikon	Platte 96 Wells Rund 2 ml	Ja	50	AA -
135756	Silikon	Mikroplatte PCR 96 Wells Rund	Nein	50	AA -
135757	Silikon	Platte 384 Wells viereckig	Nein	50	AA -
135758	EVA	Platte 96 Wells viereckig	Nein	50	AA -
135759	Silikon	Platte 48 Wells viereckig	Nein	50	AA -

96-, 48-, 24-Well-Platten und -Deckel Deepwell

- Aus sterilem oder nicht sterilem Polypropylen
- Quadratische Wells, flacher Boden, Alphanummerischer Index



				Steril		Nicht steril	
Anzahl Wells	Volumen (mg)	Verpackt zu	VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
96	2	5	20	064247	AA -	064248	AA -
48	5	5	20	064250	AA -	064251	AA -
24	10	5	20	064252	AA -	064253	AA -

Deckel - Polypropylen, unsteril

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
064249	Deckel für Deepwell 96 Wells	105	AA -

Lagerungsplatten Deepwell

- Hergestellt aus Polypropylen
- Nicht steril
- Autoklavierbar



Art. Nr.	Volumen (ml)	Wellform	Verpackt zu	CHF/ VE
010212	Grad 1	Rund	24	AA -
010213	1,6	Quadratisch	24	AA -
010214	2,2	Quadratisch	24	AA -

24-Well-Platte Deepwell 25 ml

- Well Volumen: 25 ml / Gesamtvolumen : 600 ml
- Hergestellt aus Polypropylen
- Höhe der Platte : 88 mm
- Optionaler Strichcode



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
750250	24-Well--Platte 25 ml	24	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com