
Folien für Zell- und mikrobielle Kulturen

AeraSeal™ Poröser Film ClearLine®



- **Poröser hydrophober Klebefilm mit einer Gesamtdicke von 140 µm**
- **Fördert den gleichmäßigen Gasaustausch in allen Bohrlöchern**
- **Nicht-zytotoxisch**
- **Hochgradig gasdurchlässig**
- **Einfaches Durchstechen mit einer Pipettenspitze zur Probengewinnung**
- **Einsetzbar von -20 °C bis +80 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
760214	AeraSeal-Klebefolie™	100	AA -
760215	AeraSeal-Klebefolie™	50	AA -
765247	AeraSeal-Folienrolle™ nicht steril, 81 mm x 100 m	-	AA -

BreathSeal poröse Folie für Kultur Greiner Bio-One



für Mikroplatten oder poröse gasdurchlässige Folien für Zellkultur-Platten.

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
676050	BreathSeal poröse Folie	50	50	AA -
676051	BreathSeal sterile poröse Folie	50	50	AA -

Klebefolien Breathe Easy und Breathe Easier



- **Filme, die den Austausch von Sauerstoff, de CO_2, und Wasserdampf ermöglichen**
- **Nicht zytotoxisch, steril, erleichtert die Zellkultur**
- **Mit zwei abnehmbaren Positionierungslaschen**

Merkmale von Breathe - Easy

- **L x B (cm): 5,24 x 8,25**
- **UV-transparent bis zu 300 nm**

Breathe Easier Merkmale

- **Beständig gegen Laugen und Lösungsmittel von -20 °C bis +80 °C**
- **L x B (cm): 15,24 x 8,89**
- **Einfaches Durchstechen mit einer Pipettenspitze**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
053472	Breathe Klebefolie - Easy	100	AA -
053473	Atmungsaktive Klebefolie - Easier	100	AA -


Sterile Klebefolien Nunc



Klebefolien für alle Mikrotiterplatten geeignet.
Gasdurchlässige nicht gewebte Folie für Zellkultur Mikrobiologie.

Art. Nr.	Material	Aufbohrbar	RNase frei	Steril	VE	CHF/ VE
055049	Polyester	Nein	Nein	Ja	800	AA -
056261	Flies	Ja	Nein	Ja	50	AA -
056262	Kunstseide	Nein	Ja	Nein	50	AA -
056487	Polyester	Nein	Ja	Nein	1000	AA -

Gasdurchlässige Klebefolie



Eine Folie, die die Belüftung des Ernteguts ermöglicht und gleichzeitig eine Barriere gegen bakterielle Verunreinigungen bildet. Die durchlässige Folie kann mit einer anderen wasserdichten Folie oder einer Abdeckung versehen werden.

- **Einsatztemperatur : -20 °C bis +80 °C**
- **Maße: 151 x 84 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
016127	Gasdurchlässige Folie	50	AA -