

Folien Kurzzeitige Lagerung, Inkubation, ELISA

Folien SealPlate® ClearLine®

Anwendungen: Kurzzeitige Lagerung, Inkubation, ELISA.

- 50,8 µm Polyester
- Einsatztemperatur : -40 °C bis 120 °C
- Für Platten ohne Bund
- Maß ohne Lasche: 125 x 79,4 mm
- Einzelfolie mit zwei abnehmbaren Laschen, Rollfolie mit einer abnehmbaren Lasche
- Transparent
- Verdunstung minimierend
- Erhältlich mit farbigem Punkt






Art. Nr.	Farben	Steril	VE	CHF/ VE
760200	Natur	Nein	100	AA -
760201	Natur	Ja	100	AA -
760222	Grün	Nein	100	AA -
760223	Lavendel	Nein	100	AA -
760224	Orange	Nein	100	AA -
760225	Rot	Nein	100	AA -
760226	Blau	Nein	100	AA -
760227	Assortiert	Nein	5 x 10	AA -
765272	Natur	Nein	500*	AA -

* Film auf einer Rolle

Folie 1 x 8 MiniStrips™ ClearLine®

Anwendungen: Kurzzeitige Lagerung, Inkubation, ELISA.

- 50,8 µm Polypropylen
- Einsatztemperatur : -40 °C bis +120 °C
- Für Streifen von 8 Röhrchen und Platten
- Maß ohne Lasche: 82,6 x 9,5 mm
- Mit zwei abnehmbaren Laschen (außer Rollfilm)
- Transparent



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
765273	Folie 1 x 8 MiniStrips® ClearLine	400	AA -
765274	Folie 1 x 8 MiniStrips™ ClearLine®	400	AA -

Folie 2 x 8 MiniStrips™ ClearLine®

Anwendungen: Kurzzeitige Lagerung, Inkubation, ELISA.

- 50,8 µm Polyester
- Einsatztemperatur : -40 °C bis 120 °C
- Für 2 Streifen mit je 8 Röhrchen sowie Platten
- Maße ohne Lasche(mm): 82,6 x 19,1
- Mit zwei abnehmbaren Laschen
- Transparent




Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
760202	Folie 2 x 8 MiniStrips™ ClearLine®	200	AA -
760203	Folie 2 x 8 MiniStrips™ ClearLine® steril	200	AA -

Folie ThinSeal™ ClearLine®

Anwendungen: Kurzzeitige Lagerung, Inkubation, ELISA.

- 25,4 µm Polyester
- Einsatztemperatur : -40 °C bis 120 °C
- Für Platten ohne Rand
- Maße ohne Lasche(mm): 121,2 x 79,4
- Mit zwei abnehmbaren Laschen
- Transparent
- Dünner Film, der leicht mit einer Pipettenspitze durchstochen werden kann



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
760204	ThinSeal-Folie™ ClearLine®	100	AA -
760205	ThinSeal-Folie™ ClearLine® steril	100	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com