Folien Kurzzeitige Lagerung, Inkubation, ELISA

Universelle Folie für Mikroplatten



- Universeller Klebefilm für alle Marken von Mikrotiterplatten
- Ungiftig
- Vorgeschnitten im Mikroplattenblatt- oder Rollenformat

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
020100	Vorgeschnittene Klebefolie	100	AA -
064031	Vorgeschnittene sterile Klebefolien-Einheitspackung	50	AA -

Kunststoffklebefolie



Klebefolie für die kurzfristige Lagerung oder den Transport.

- Leicht von Hand abziehbar
- Aufbohrbar
- Einsatztemperatur : -40 °C bis +80 °C

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
016126	Lagerung von Klebefolie	100	AA -

Folie Dynex M30

Sehr hochwertige Universalfolie für alle Mikroplatten.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE/ Box	CHF/ Box
047235	Dynex Film M30	100	AA -

Vorgebohrte Folien


Folie X-Pierce™ ClearLine®



- 89 µm Vinylfolie mit 18 µm Klebeschicht
- Mit vorgestanztem X zum einfachen Durchstechen der Folie mit einer Pipettenspitze bei der Probenentnahme
- Nach der Probenahme und das Entfernen der Spitze schließt sich der "X" und die Probe ist weiterhin vor Verunreinigungen geschützt
- Maße: 79,4 x 145,5 mm
- Einsatztemperatur : -40 °C bis +90 °C

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
760234	X-Pierce-Film™	100	AA -
760235	X-Pierce-Film™ steril	50	AA -

Folie EZ-Pierce™ ClearLine®



- Leicht durchstechbare Folie
- Polyethylenfolie, Dicke 70 µm
- Acrylat-Klebstoff
- Für die direkte Probenentnahme mit Ein- oder Mehrkanalpipettenspitzen oder Robotersystemen
- Maße: 82,6 x 146,1 mm
- Einsetzbar von -40 °C bis +90 °C

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
760216	EZ-Pierce-Klebefolie™	100	AA -
760247	EZ-Pierce-Klebefolie™ steril	50	AA -