
Klebefolien für PCR-Platten ABgene®



- **Klarer Kunststoff mit starker Haftung: von Hand abziehbar**
- **Aluminium: abziehbar oder durchstechbar und nicht schneidend**
- **Hohe Leistung, hohe Qualität, minimale Verdunstung (insbesondere für PCR mit geringem Volumen)**
- **Geflanschte Lasche zum einfachen Entfernen**
- **Einsatztemperatur : -20 °C bis +120 °C für Kunststoff und -40 °C bis +120 °C für Aluminium**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
016028	Transparente PCR-Folie mit hohem Haftvermögen	100	AA -
016125	PCR-Aluminiumfolie 130 x 80 mm	100	AA -
016925	Filmaufleger	1	AA -

SecureSeal-Aluminiumfolie für PCR-Platten



- **Einsatztemperatur : -80 °C bis +120 °C**
- **Kann mit einer Pipettenspitze durchstochen werden**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
039367	Aluminiumfolie nicht steril	100	AA -

DNase RNase



ie Filme für PCR und qPCR finden Sie im Kapitel Molekularbiologie

Deckel Nunc

Drei Modelle:
- Universaldeckel, ohne Abtrennung für alle Platten;
- Ultraflache Abdeckung mit sehr niedriger Höhe;
- LowBot-Deckel, speziell für die Handhabung mit Robotern entwickelt, sehr flaches Profil, mit kurzem Rand, um die Markierung eines Barcodes auf der Platte zu ermöglichen, ohne den Deckel abzunehmen.

Art. Nr.	Modell	Steril	Kompatibilität	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
056118	Universal	Ja	Alle Platten	20	60	AA -
056119	Universal	Nein	Alle Platten	20	60	AA -
056121	Universal	Nein	Alle Platten	20	180	AA -

Werkzeuge zum Schließen von Platten




Walze zum Verschliessen der Platten mit Kunststoffklebefolie oder Aluminiumfolie. Breite : 10,1 cm



Das Cap-It-Tool ermöglicht einen sauberen, schnellen und kontaminationsfreien Verschluss von Mikroröhrchen oder Mikroplatten mit kuppelförmigen Verschlussstrips.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
016560	Verschluss einzeln	960	AA -
016006	Platten-Verschluss-Tool Cap-It	1	AA -
016129	Strip mit 8 Verschlüssen	120 x 8	AA -
039131	Folienwalze	1	AA -

Werkzeug zum mühelosen Entfernen von ThermoSeal-Heißsiegelfolien.





Speziell konzipiert für Lagerplatten mit runden Wells und 1,2 ml Transferröhrchen verfügt über eine Grifflasche. Jede Kappe hat eine Handhabungslasche.

Einzelverschlüsse für Mikroplatten und Lagerplatten (mit Grifflasche).

