




ClearLine® heißsiegelfähige Folien

Erhältlich in 2 Formaten:
- **Blätter für manuelle oder halbautomatische Heißsiegelgeräte**
- **Auf Rollen für automatische Heißsiegelgeräte, Agilent VII Plateloc, REMP (LHS / SHS), ALPS 5000 und IntelliXseal**

NEU

Foto	Modell	Beschreibung	Anwendungen	Einsatz-temperatur	Kompatible Platten (Materialien)	Art. Nr.	Verpackung	Maße	CHF
	qPCRClear NPeel	Optische Qualität und abziehbare Folie	qPCR, Kurzzeitlagerung	-80 °C bis 80 °C	PP, PE, PS, COC	**257114**	1 Rolle	610 m x 78 mm	**AA -**
						257116	100 Blätter	125 x 78 mm	**AA -**
						257115	1 Rolle	500 m x 115 mm	**AA -**
	PeelNClear ChemPlus	Optische Qualitätsfolie mit verstärkter Dichtung zur Verwendung im Wasserbad oder Wasserthermocycler	PCR, Langzeitlagerung	-80 °C bis 110 °C	PP	**257120**	1 Rolle	610 m x 78 mm	**AA -**
						257122	100 Blätter	125 x 78 mm	**AA -**
						257121	1 Rolle	500 m x 115 mm	**AA -**
	PeelNFoil ChemPlus	Abziehbare Aluminiumfolie, gute Versiegelung und hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel einschließlich DMSO	PCR, Kurzzeitlagerung	-80 °C bis 110 °C	PP, PE, PS, COC	**257126**	1 Rolle	610 m x 78 mm	**AA -**
						257128	100 Blätter	125 x 78 mm	**AA -**
						257127	1 Rolle	500 m x 115 mm	**AA -**
	PeelNFoil	Abziehbare Aluminiumfolie mit guter Siegelfähigkeit	PCR, Kurzzeitlagerung	-80 °C bis 110 °C	PP, PE, COC	**257123**	1 Rolle	610 m x 78 mm	**AA -**
						257125	100 Blätter	125 x 78 mm	**AA -**
						257124	1 Rolle	500 m x 115 mm	**AA -**
	PeelNFoil Stark	Abziehbare Aluminiumfolie mit verstärkter Dichtung. Hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel einschließlich DMSO. Kann im Wasserbad oder Wasserthermocycler verwendet werden	PCR, Langzeitlagerung, Transport bei niedrigen Temperaturen	-200 °C bis 110 °C	PP	**257132**	1 Rolle	610 m x 78 mm	**AA -**
						257134	100 Blätter	125 x 78 mm	**AA -**
						257133	1 Rolle	500 m x 115 mm	**AA -**
	PierceNFoil	Abziehbare und durchstechbare Aluminiumfolie, die gegen Lösungsmittel einschließlich DMSO beständig ist und ausgezeichnete Siegeleigenschaften aufweist	PCR, Kurzzeitlagerung, Probentransport	-20 °C bis 110 °C	PP, PS	**257129**	1 Rolle	610 m x 78 mm	**AA -**
						257131	100 Blätter	125 x 78 mm	**AA -**
						257130	1 Rolle	500 m x 115 mm	**AA -**
	PierceNClear	Optische Qualität und leicht zu perforierende Folie für Robotik-Anwendungen	Robotik-Automaten und kompatibel mit dem Sequenzer ABI 3730	-80 °C bis 80 °C, bis 110 °C mit druck-beaufschlagten Heizdeckeln	PP, PE, PS, COC, PC	**257117**	1 Rolle	610 m x 78 mm	**AA -**
						257119	100 Blätter	125 x 78 mm	**AA -**
						257118	1 Rolle	500 m x 115 mm	**AA -**
	AirSeal	Gasdurchlässige nicht gewebte Folie für Zellkultur	Zellkultur, Inkubation und Kurzzeitlagerung	20 °C bis 80 °C	PP, PS	**257135**	1 Rolle	610 m x 78 mm	**AA -**
						257137	100 Blätter	125 x 78 mm	**AA -**
						257136	1 Rolle	500 m x 115 mm	**AA -**
	AirSeal II	Glatte gasdurchlässige gewebte Folie für die Zellkultur	Zellkultur, Inkubation und Kurzzeitlagerung	20 °C bis 80 °C	PP, PS, COC, PC	**257138**	1 Rolle	610 m x 78 mm	**AA -**
						257140	100 Blätter	125 x 78 mm	**AA -**
						257139	1 Rolle	500 m x 115 mm	**AA -**
	XCutSeal	Perforierte, gasdurchlässige, transparente Folie, geeignet für Zellkultur und Saatgutlagerung	Zellkultur, Inkubation und Kurzzeitlagerung	20 °C bis 80 °C	PP, PE, PS, COC, PC	**257141**	1 Rolle	610 m x 78 mm	**AA -**
						257143	100 Blätter	125 x 78 mm	**AA -**
						257142	1 Rolle	500 m x 115 mm	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com