ALPS 30 ABgene® manuelles Heißsiegelgerät



- **Kompakt (Maße: 220 x 250 x 230 mm)**
- **Geringes Gewicht (ca. 4 kg)**
- **Schnelles Erhitzen : LED-Anzeige der Siegeltemperatur**
- **Ergonomisch**
- **Enthält: Deepwell-Plattenadapter, 96-Well-PCR-Plattenadapter und Standard-Mikroplattenadapter**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
017230	Heißsiegelgerät ALPS30	AA -

Halbautomatisches Thermoschweißgerät ALPS 50V



- **Heißsiegelgerät für Mikroplattenfilm**
- **Für Anwendungen mit geringem bis mittlerem Durchfluss**
- **Kompakte Größe**
- **Akustischer Alarm am Ende des Schweißvorgangs**
- **Temperatur- und Zeiteinstellung über Touchpad**

Schweißtemperaturbereich :	125 °C bis 200 °C
Betriebstemperatur	18 °C bis 30 °C
Bereich der Luftfeuchtigkeit	20 bis 80 %
Maße B x T x H (mm)	220 x 321 x 425
Gewicht (kg)	7,2
Art. Nr.	**446879**
CHF	**AA -**

Automatisierte Heißsiegelmaschine für Platten ALPS 5000

NEU



- **Schnelle Abdichtung**
- **Parametrierbar zur Prozessoptimierung**
- **Kompatibel mit hochleistungsfähigen automatisierten Anwendungen**
- **Elektrischer Antrieb reduziert das Verschmutzungsrisiko und den Geräuschpegel im Vergleich zu einem pneumatischen Antrieb**
- **Abdichtung von Platten von 8 bis 46 mm Höhe ohne Adapter**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
262998	Automatischer Plattenversiegler ALPS 5000	AA -

