Platten-Schweißgerät halb-automatisch Sealbio-2







Halbautomatisches Siegelgerät mit einstellbaren Zeit- und Temperaturparametern für reproduzierbares Siegeln. Geeignet für viele Bereiche und für verschiedene Arten von PCR-Platten, Deepwell-Platten, Platten im SBS-Format und Speicherplatten.

- **Einstellbare Temperatur : 80 °C- 200 °C (Genauigkeit 1 °C)**
- **Automatische Abschaltfunktion**
- **Geliefert mit Plattenadaptern**

Siegel-Temperatur	80 °C - 200 °C
Plattenhöhe (mm)	9 bis 48
Maße (mm) / Gewicht (kg)	370 x 178 x 330 / 9,6
Kompatible Plattenmaterialien	PP/PS/PE
Kompatibler Plattentyp	SBS, DeepWell, PCR
Art. Nr.	**531506**
CHF	**AA -**

SuperSealer Matrix-Heißsiegelgerät



- **Zum Versiegeln von Polypropylenblöcken und -platten mit einer Matte oder Folie**
- **Geschwindigkeit : 0 bis 15 Sekunden pro Platte**
- **Perfekter Verschluss für die Lagerung von Röhrchen bei -80 °C**
- **Maße: 16,5 x 31,7 x 34,3 cm**

Prinzip: Legen Sie den Block in die Schublade des Geräts, legen Sie die Matte auf den Block und schließen Sie die Schublade. Das Gerät stellt sich automatisch auf die Höhe des Blocks ein und übt die entsprechende Kraft auf die Matte aus.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
446123	SuperSealer für weiche Matte	**AA -**

Versiegeler HeatSealer EPPENDORF



999517



999518

- **Adapter für PCR-Platte mit 96 Wells inklusive**
- **Ergonomisches Design für müheloses Abdichten**
- **Kompakt und tragbar**
- **Vollständig wasserdicht**

	S100	S200
Temperatur	170 °C	125 °C - 200 °C
Versiegelungszeit	-	1 bis 9 s
Gewicht (kg)	4	7,2
Maße (mm)	220 x 250 x 230	220 x 321 x 425
Leistung	320 W	350 W
Art. Nr.	**999517**	**999518**
CHF	**AA -**	**AA -**

Schweißgerät mikro TS Heat Sealer



Heißsiegelgerät zum Verschließen von 96/384 und DeepWell PCR-Platten. Kompatibel mit einer breiten Palette von Speicherplatten und Deepwells.

- **Kompakt, einfach zu bedienen, reproduzierbar**
- **Aufheizzeit ‹ 10 Minuten, vorprogrammierte Temperatur 170 °C**
- **Wird ohne Adapter geliefert, muss ergänzt werden**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
058102B	Versiegelmaschine von Hand Micro TS Heat Sealer	**AA -**
058104	Adapterplatten für PCR-Platten 96 ohne Kante	**AA -**