
Platte 96 Wells für Kristallographie CrystalQuick Greiner Bio-One




96-Well-Platte aus Polystyrol für die Proteinkristallographie. Konzipiert für den Einsatz von Robotern in der HTS für die Untersuchung rekombinanter Proteine unter verschiedenen parametrisierten Bedingungen wie pH-Wert, Temperatur und Dampfdruck.

- **Standard-Mikroplattenformat**
- **Wells-Tiefe 11 mm**

Art. Nr.	Wells	Boden	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
609171	Profil quadratisch	Flach	Nein	20	80	**AA -**
609120**	Rund	U	Nein	10	40	**AA -**
609101*	Quadratisch	Flach	Nein	10	40	**AA -**
609130*	Quadratisch**	Flach	Hydrophob	10	40	**AA -**
609180	Quadratisch **	Flach	Hydrophob	20	80	**AA -**

* 288 (96 x 3) Wells ** Geeignet für Membranproteine

Platte CrystalQuick LBR Greiner Bio-One



- **LBR (Low BiRefringence) Kristallisationsplatten aus Polyelofine für polarisiertes und UV-Licht**
- **Geeignet für Tropfen Fallanwendungen**
- **Sehr geringe Doppelbrechung von Polyelifin im Vergleich zu Polystyrol**
- **Möglichkeit, sie mit einem Strichcode zu erhalten (kontaktieren Sie uns)**
- **Hohe Transparenz, sehr gute chemische Beständigkeit, geringe Wasseraufnahme**
- **Jedes Well verfügt über 3 Innenmikrowells, wodurch sich die Möglichkeiten der Platte auf 288 Kristallisationsoptionen erhöhen (außer Art.Nr. 609871)**
- **Mit quadratischen oder runden Wells**
- **(B x L x H) (mm): 127,76 x 85,48 x 14,4**
- **3 x 1,9 µl runde Wells oder 3 x 4 µl quadratische Wells pro Behälter**
- **Kann in Robotersystemen verwendet werden**

Art. Nr.	Anzahl Wells	Wellform	Boden	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
609801	96	Quadrat	Flach	10	40	**AA -**
609820	96	Rund	Rund	10	40	**AA -**
609871*	96	Quadrat	Flach	20	80	**AA -**

* Low Profile

Streptavidin-Platten 60 und 72 Wells Greiner Bio-One



- **Für die Mikrobatch-Kristallographie**
- **Konische Wellgeometrie für zentral gelegenen Kristallisationstropfen**
- **Flacher Boden für optimale Nachführung**
- **Der Rand der Platten ermöglicht das gleichzeitige Befüllen der Wells mit Öl**
- **Maße: 83,3 x 58 x 11 mm**
- **Geringerer Lagerplatz**
- **Lieferung mit Deckel**
- **Behandelte Oberfläche auf Anfrage erhältlich**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
653102	Platte Terasaki 60 konische Wells + Deckel	10	580	**AA -**
654102	Platte Terasaki 72 konische Wells + Deckel	10	270	**AA -**

24-Well-Kristallisationsplatten ComboPlate™ Greiner Bio-One



Kristallisationsplatte für Proteine in sitzenden oder hängenden Tropfen.

- **SBS-Standards, kompatibel mit Robotern**
- **Volumen des Wells : 3 ml**
- **Durchmesser der Wells 18 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
662150	Kristallisationsplatte ComboPlate 24 Wells mit Deckel	6	24	**AA -**
662050	Kristallisationsplatte ComboPlate vorgefettet 24 Wells mit Deckel	6	24	**AA -**
501870	Silanisierte Lamellen ø 18 mm	100	100	**AA -**
503870	Silanisierte Lamellen ø 22 mm	-	100	**AA -**