Spitzen für TECAN-Automaten

	Tecan Standard	Tecan Pure	Tecan Sterile
Domaines d'applications	ELISA Manipulation d'échantillons Screening Biochimique	Recherche en Génomique Criminalistique Diagnostics Moléculaires	Biologie cellulaire Microbiologie Criblage cellulaire
Pureté Standard Tecan	✓	✓	✓
Sans ADN Humain	-	✓	✓
Sans inhibiteur de PCR	-	✓	-
Sans RNase/DNase	-	✓	✓
Sans Endotoxine et apyrogènes	-	-	✓
Stérile	-	-	✓

- Verlässlichkeit des Spitzen-Greifens
- Technische Unterstützung verfügbar
- Qualitätskontrollierte Spitzen nach Tecan-Spezifikationen
- Spezifische Farbe des Racks pro Volumen, vollständig in die Software integriert für eine einfache visuelle Identifizierung auf dem Arbeitstisch
- Erhöhter Durchsatz, Autonomie und Systemflexibilität mit stapelbaren und SBS-Formaten



Geben Sie die Referenz auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

Spitzen für LiHa-Arm

		Standard				Rein				Steril	
		10 x 10 x 96		18 x 10 x 96		24 x 96		24 x 96		40 x 96	
Volumen	Filter	Standard-Rack				Standard-Rack		Nachfüllpackung für SBS-Box		Box SBS-Spitzen + Halter	
		Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
10 µl	Nein	-	-	-	-	30104803	AA -	30104973	AA -	30104975	AA -
	Ja	-	-	-	-	30104804	AA -	30104974	AA -	30104976	AA -
10 µl gestapelt	Nein	-	-	-	-	-	-	30104977**	AA -	-	-
	Ja	-	-	-	-	-	-	30104978**	AA -	30104979**	AA -
50 µl	Nein	-	-	-	-	30032115	AA -	30057811	AA -	30057818	AA -
	Ja	-	-	-	-	30032114	AA -	30057813	AA -	30057819	AA -
200 µl	Nein	-	-	10612552	AA -	30000627	AA -	30057814	AA -	30057820	AA -
	Ja	-	-	10612553	AA -	30000629	AA -	30057815	AA -	30057821	AA -
1000 µl	Nein	10612554	AA -	-	-	30000630	AA -	30057816	AA -	30057822	AA -
	Ja	10612555	AA -	-	-	30000631	AA -	30057817	AA -	30057823	AA -
5000 µl	Nein	-	-	-	-	30059897*	AA -	-	-	-	-
	Ja	-	-	-	-	30065423*	AA -	-	-	-	-

* enthält 10 x 24 Spitzen ** 16 x 5 Turme mit 96 Spitzen
Leere SBS-Boxen : 30058506 (für 50 µl und 200 µl Nachfüllungen); 30058507 (für 1000 µl Nachfüllungen)

Stapelbare, verpackte Spitzen für LiHa-Arme

Stapelung von 5 Racks mit 96 Spitzen, erhöht die Kapazität des Automaten. Leere Racks können mit einem RoMa-Roboterarm oder einem MCA-Greifermodul entnommen und entsorgt werden.



Ermöglicht es dem Pipettierarm, ein leeres Rack aufzunehmen und abzulegen, ohne dass ein Greifermodul erforderlich ist. Leicht konfigurierbare Funktionen über die Freedom EVOware-Schnittstelle.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 112
30083403	Transferwerkzeuge für stapelbare Racks	AA -

		Rein		Steril	
		16 x 5 x 96		16 x 5 x 96	
Volumen	Filter	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
350 µl	Nein	30083400	AA -	30083401	AA -



SBS Stapelbar

Spitzen für MCA 96 Mehrkanalarm

		Rein						Steril			
		40 x 96		5 x 8 x 96		8 x 10 x 96		40 x 96		5 x 8 x 96	
Vol.	Filter	SBS-Box		SBS Stapelbar		Für Te-Stack		SBS-Box		SBS Stapelbar	
		Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
50 µl	Nein	30038606	AA -	30038609	AA -	30038610	AA -	30038607	AA -	30048822	AA -
	Ja	-	-	-	-	-	-	30038608	AA -	-	-
100 µl	Nein	30038611	AA -	30038614	AA -	-	-	30038612	AA -	30048823	AA -
	Ja	-	-		-	-	-	30038613	AA -	-	-
200 µl	Nein	30038616	AA -	30038619	AA -	30038620	AA -	30038617	AA -	30048824	AA -
	Ja	-	-	-	-	-	-	30038618*	AA -	-	-
200 µl breite Öffnung	Nein	30050348	AA -	-	-	-	-	30050349*	AA -	-	-
500 µl	Nein	30046341**	AA -	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ja	-	-	-	-	-	-	30046342***	AA -	-	-

* Max. Pipettiervolumen : 150 µl / **Maximales Volumen für MCA96 : 200 µl / *** Max. Pipettiervolumen : 400 µl