
Spitzen für MCA 384 Mehrkanalarm



		Rein		Steril	
		40 x 384			
Volumen	**Filter**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**
15 µl	Nein	-	-	**30051803**	**AA -**
	Ja	-	-	**30051804**	**AA -**
50 µl	Nein	-	-	**30051806**	**AA -**
	Ja	-	-	**30051807**	**AA -**
125 µl	Ja	-	-	**30051810**	**AA -**
		50 x 96			
500 µl	Nein	**30046341****	**AA -**	-	-
	Ja	-	-	**30046342*****	**AA -**

* Maximales Pipettiervolumen mit Filtern : 14,5 µl, 40 µl, 110 µl
**Das maximale Volumen von 500 µl ist nur mit dem 4 zu 1 Adapter (EVA - Extended Volume Adapter) verfügbar
***Maximales Pipettiervolumen : 400 µl

Spitzen für TeMo und Aquarius

		Rein		Steril	
		50 x 96			
		Boxen nicht kompatibel mit SBS-Format			
Volumen	**Filter**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**
50 µl	Nein	**10612343**	**AA -**	-	-
	Ja	-	-	-	-
100 µl	Nein	**10612345**	**AA -**	**10612346**	**AA -**
	Ja	-	-	**10612347**	**AA -**
200 µl	Nein	**10612340**	**AA -**	**10612341**	**AA -**
	Ja	-	-	**10612342***	**AA -**

* Max. Pipettiervolumen : 150 µl

Reagenzienschalen für LiHa-Pipettierarm

		25 ml			100 ml			200 ml		
Farben	**Deckel**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**
Grau	Nein	**30055743***	120	**AA -**	**10613049**	108	**AA -**	-	-	-
Transparent	Nein	-	-	-	**10613048**	108	**AA -**	**10760646**	32	**AA -**
	Ja	**10520629**	100	**AA -**	-	-	-	-	-	-

* Geringes Reaktionsvolumen
Deckel einzeln: 10612548 (8 Löcher, schwarz, für 25- und 100-ml-Behälter); 10613102 (fest, transparent, für 25-ml-Behälter)

Reagenzienschalen für Mehrkanalarme

		125 ml			200 ml			250 ml		
Farben	**System**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**
Transparent	96 Kanäle	**10619196**	50	**AA -**	-	-	-	**10619191**	50	**AA -**
	384 Kanäle	-	-	-	**10619686**	50	**AA -**	-	-	-

* Geringes Reaktionsvolumen
Deckel einzeln: 10612548 (8 Löcher, schwarz, für 25- und 100-ml-Behälter); 10613102 (fest, transparent, für 25-ml-Behälter)

Einweg-Reagenzienbehälter für alle TECAN-Arme (LiHa, MCA 96, MCA 384 und FCA)

Art. Nr.	**Bezeichnung**	**VE**	**CHF/ VE**
30077312	SBS Einwegbehälter 300 ml mit flachem Boden	40	**AA -**
30077313	SBS-Einwegbehälter 300 ml mit konischem Boden	40	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com