Hamilton CO-RE Spitzen für STARLINE und NIMBUS-Roboter



NTR 20 x 96 Spitzen



Blisterpackung 5 x 96 Spitzen

- Polypropylenspitzen mit oder ohne Filter
- Polyethylen-Filter
- Schwarze leitfähige Spitzen, transparente nicht leitfähige Spitzen (außer 235965)
- Zertifizierte "geprüfte biologische Reinheit"
- CO-RE (Compressed O-Ring Expansion) Technologie: jede Spitze hat eine interne O-Ring-Rille
- Verpackung
  - in Blisterpackungen (5 Trays mit 24 oder 96 Spitzen in Blisterpackungen) - NTR Pack : Nested Tip Rack 20 x 96 (oder 20 x 384) :
  5 Reihen von 4 Racks, gestapelt auf einem Einwegrahmen
  - 1T Tablett: einzelne 4-Punkt-Ladegeräte
- Rückverfolgbarkeit :
  - Barcode (Code 128 Subset B oder C) auf jeder Teilverpackung (4, 24, 96 oder 384)
  - eindeutige Identifikationsnummer, Chargennummer, Produktnummer, Herstellungsdatum und Höchstmenge
  - 5 Farben von passenden Barcodes

Certified
Biological purity tested
DNase-/RNase-free
non-pyrogenic

DNase RNase

Pyrogen

PCR Inhibitor

Spitzen für CO-RE 96 Kopf

Volumen (µl)	Länge (mm)	Ø Int. (mm)	Farben	Verpackung	Spitzen/ Karton	Steril mit Filter		nicht steril mit Filter		Steril ohne Filter		nicht steril ohne Filter	
						Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
0,5 - 10	29,9	0,3	Schwarz	12 blisters (5 x 96)	5760	235936	AA -	235901	AA -	235935	AA -	235900	AA -
				6 Pack NTR(20 x 96)	11520	-	-	-	-	-	-	235949	AA -
0,5 - 50	50,4	0,4	Schwarz	12 blisters (5 x 96)	5760	235979	AA -	235948	AA -	235978	AA -	235966	AA -
				6 Pack NTR(20 x 96)	11520	-	-	-	-	235987	AA -	235947	AA -
10 - 300	59,9	0,4	Schwarz	12 blisters (5 x 96)	5760	235938	AA -	235903	AA -	235937	AA -	235902	AA -
				6 Pack NTR(20 x 96)	11520	-	-	-	-	235985	AA -	235950	AA -
						-	-	-	-	-	-	235965*	AA -
10 - 300	95 (fein)	0,4	Schwarz	8 blisters (5 x 96)	3840	235646	AA -	235647	AA -	235648	AA -	235806	AA -
10 - 1000	95,1	0,7	Schwarz	8 blisters (5 x 96)	3840	235940	AA -	235905	AA -	235939	AA -	235904	AA -

* Die Spitze D235965 (10 - 300 µl, naturfarben) ist leitfähig

Spezielle „wide bore tips“ für CO-RE 96 Kopf



235452 und 235688



235541 und 235444

Volumen (µl)	Länge (mm)	Ø Int. (mm)	Farben	Verpackung	Spitzen/ Karton	Steril mit Filter		nicht steril mit Filter		Steril ohne Filter		nicht steril ohne Filter	
						Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
10 - 300	52,2	0,71	Schwarz	12 blisters (5 x 96)	5760	-	-	235452	AA -	-	-	235688	AA -
10 - 300	51,6	1,55	Schwarz	12 blisters (5 x 96)	5760	-	-	235449	AA -	-	-	235451	AA -
10 - 1000	91,8	1,2	Schwarz	8 blisters (5 x 96)	3840	235677	AA -	235678	AA -	-	-	235679	AA -
10 - 1000	80,1	3,2	Schwarz	8 blisters (5 x 96)	3840	-	-	235541	AA -	-	-	235444	AA -

Spezielle «piercing tips» für CO-RE 96 Kopf



Piercing-Spitze

Volumen (µl)	Länge (mm)	Ø Int. (mm)	Farben	Verpackung	Spitzen/Karton	Steril mit Filter		nicht steril mit Filter		Steril ohne Filter		nicht steril ohne Filter	
						Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
2 - 150	65,0	0,4	Schwarz	8 blisters (5 x 96)	5760	235649	AA -	235658	AA -	-	-	-	-
2 - 250						-	-	-	-	235659	AA -	235805	AA -

Spitzen für CO-RE 384 Kopf

Volumen (µl)	Länge (mm)	Ø Int. (mm)	Farben	Verpackung	Spitzen pro Schachtel	Steril ohne Filter		nicht steril ohne Filter	
						Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
0,5 - 50	39,5	0,4	Schwarz	1 NTR (20 x 384)	7680	235694	AA -	235989	AA -
				1 NTR (20 x 96)	1920	235695	AA -	235993	AA -
			Natur	1 NTR (20 x 384)	7680	-	-	235446	AA -
				1 NTR (20 x 96)	1920	-	-	235447	AA -