

Spitzen für Tecan

Klare leitfähige Spitzen aus natürlichem Polypropylen oder schwarzem Graphit für die Tecan®-Robotermodelle Genesis, Freedom Evo, MiniPrep, Carvro. Im Rack mit 96 Spitzen.







	Klare PP-Spitzen			Schwarze leitfähige Graphitspitzen				Genomische schwarze Graphitspitzen (großes Loch)		
Volumen	**Nicht steril**	**Steril**	**Steril mit Filter**	**Nicht steril**	**Nicht steril**	**Steril**	**Steril mit Filter**	**Nicht steril**	**Steril**	**Steril mit Filter**
20 µl	**038085**	**038084**	**038086**	**038069**	**038070**	**038068**	**038071**	-	-	-
50 µl	**038088**	**038087**	**038089**	**038073**	**038074**	**038072**	**038075**	-	-	-
200 µl	**038091**	**038090**	**038092**	**038077**	**038078**	**038076**	**038079**	**038299**	**038300**	**038200***
1000 µl	**038094**	**038093**	**038095**	**038081**	**038082**	**038080**	**038083**	**038202**	**038201**	**038203**
VE	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	50 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

*** volumen 175 µl**

Spitzen für Perkin Elmer/Packard® Multiprobe II HT und Multiprobe II HT EX



Klare natürliche Polypropylenspitzen oder schwarze leitfähige Graphitspitzen. Im Rack mit 96 Spitzen.



	Klare PP-Spitzen			Schwarze leitfähige Graphitspitzen			
Volumen	**Nicht steril**	**Steril**	**Steril mit Filter**	**Nicht steril**	**Nicht steril**	**Steril**	**Steril mit Filter**
20 µl	**038085**	**038084**	**038086**	**038069**	**038070**	**038068**	**038071**
50 µl	**038088**	**038087**	**038089**	**038073**	**038074**	**038072**	**038075**
200 µl	**038091**	**038090**	**038092**	**038077**	**038078**	**038076**	**038079**
1000 µl	**038094**	**038093**	**038095**	**038081**	**038082**	**038080**	**038083**
VE	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	50 x 96	10 x 96	10 x 96
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Was ist der Vorteil von schwarzen leitfähigen Graphitspitzen?

Die schwarzen Spitzen sind aus speziellem, mit Kohlenstoff imprägniertem Harz hergestellt. Sie sind empfindlich gegenüber Flüssigkeit. Die Roboterstation empfängt ein Signal, sobald die Spitze mit einer Flüssigkeit in Berührung kommt : kann sie das Aspirationsverfahren beginnen

Spitzen für Zymark® Automat



Aus klarem Polypropylen, speziell für die Zymark® Rapid Plate 96 und 96/384 Robotersysteme entwickelt.

Art. Nr.	Volumen (µl)	Typ	VE/ Box	CHF/ Box
077253	100	Lose Spitzen	1000	**AA -**
077001	100	Rack 96	10 x 96	**AA -**
077002	100	sterile Spitzen in Racks mit 96 Stück	10 x 96	**AA -**
077003	200	Lose Spitzen	1000	**AA -**
077004	200	Rack 96	10 x 96	**AA -**
077005	200	sterile Spitzen in Racks mit 96 Stück	10 x 96	**AA -**
077006	80	Sterile Filterspitzen auf Racks mit 96 Stück	10 x 96	**AA -**
077007	150	Sterile Filterspitzen auf Racks mit 96 Stück	10 x 96	**AA -**