Gefrierboxen mit Strichcode CryoGen® Box

Polycarbonatboxen für die Lagerung von ClearLine®-Kryoröhrchen.

- **Box, Gitter und Deckel aus Polycarbonat**
- **Transparenter Deckel, mit digitaler Markierung der Stellplätze**
- **Erhältlich für alle ClearLine®-Kryoröhrchenvolumen, in :**
  - 25 und 81 Plätze: farbiges Gitter, weißer Hintergrund
  - 100 Plätze: weißer Hintergrund mit Stifte
- **Einsetzbar von -196°C bis +121°C, autoklavierbar für 20 Minuten**
- **Nicht in der flüssigen Phase von Flüssigstickstoff lagern**
- **Lasergravierte Barcodes**



Cryogen Box 2D Hintergrund: 2D Barcode und Öffnungen*



	Für	25 Kryoröhrchen von 1-2 ml	81 Kryoröhrchen von 1-2 ml	81 Kryoröhrchen von 3-4-5 ml	100 x 2 ml 2D-Kryoröhrchen	100 x 5 ml 2D-Kryoröhrchen
	Maße (mm)	76 x 76 x 52	132 x 132 x 52	132 x 132 x 94	132 x 132 x 52	132 x 132 x 94
Cryogen® Box 2D : **Standard-Barcode + 2D-Datamatrix-Code** ➤ Standard-Strichcode (Code 128) ➤ Entsprechender 2D-Datamatrix-Code auf dem Boden des Feldes ➤ **Offene Stellen (siehe beigefügtes Foto)*** auf dem Boden der Schachtel ➤ Verriegelung der Röhrchen (mit Rand) im Boden der Box ➤ Entwickelt für die Verwendung mit 2D-Scannern	Weißer Hintergrund / blaues Gitter	-	390717	390721*	-	-
	Weißer Hintergrund / gelbes Gitter	-	390718	390722*	-	-
	Weißer Hintergrund / rotes Gitter	-	390719	390723*	-	-
	Weißer Hintergrund / grünes Gitter	-	390720	390724*	-	-
	Weißer Hintergrund mit Pickeln	-	-	-	390820**	390821**
	CHF	-	AA -	AA -	AA -	AA -
Cryogen® Box 1D : **Standard-Strichcode** ➤ Standard-Barcode (Code 128) am Rand ➤ **Nocken Boden, ohne Gitter, bei Boxen mit 100 Plätzen** ➤ Empfohlen für die Verwendung mit einem 4Banking® Kit ➤ (Mit Standard-Barcode-Kryoröhrchen)	Weißer Hintergrund / blaues Gitter	390804	390808	390812*	-	-
	Weißer Hintergrund / gelbes Gitter	390805	390809	390813*	-	-
	Weißer Hintergrund / rotes Gitter	390806	390810	390814*	-	-
	Weißer Hintergrund / grünes Gitter	390807	390811	390815*	-	-
	Weißer Hintergrund mit Pickeln	-	-	-	390816**	-
	CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	-

* Die CryoGen® Box für 81 Röhrchen 3 bis 5 ml ist nicht kompatibel mit 4 ml Kryoröhrchen mit internem Schraubverschluss.
** Nurmit innerer Schraubkappe.

ClearLine® 2D-Barcode-Kryoröhrchen

ClearLine® Qualität

- ›› Hergestellt aus reinem Polypropylen in medizinischer Qualität
- ›› Einsetzbar bis zu -196°C
- ›› ATP-frei
- ›› USP Klasse VI (nicht zytotoxisch und nicht hämolytisch)
- ›› Beta sterilisiert, SAL 10^{-6}

DNase RNase · Endo-toxin · PCR Inhibitor · Pyrogen · Human DNA

CE IVD



➤ **Graduiert mit Beschriftungsfläche**



➤ **Autoklavierbar im Dampf bei 121°C für 20 Minuten.**



➤ **2D-Datamatrix-Strichcode auf dem Boden des Röhrchens, der mit dem aufgedruckten Strichcode übereinstimmt**



➤ **Vorgedruckter Barcode auf jedes Röhrchens (Code 128)**
➤ **In beide Richtungen lesbar, für alle Arten von Lesegeräten**



➤ **Geeignet für die Verwendung mit Capper / Decapper**
➤ **Neuer bi-injizierter Schraubverschluss (Polyethylen und Silikon)**
➤ **Kann mit einer Hand auf- und abgeschraubt werden**

➤ **Abschließbarer Röhrchenfuß in CryoGen® Box 2D und Polycarbonat-Racks**

	Außengewinde		Innengewinde	
Volumen (mg)	2	5	2	5
H x ø (mm)	45,6 x 12,6	87,6 x 12,6	48,2 x 12,6	90,3 x 12,6
Art. Nr.	**390713**	**390714**	**390715**	**390716**
CHF zu 50	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

LAGERUNG SCREENING

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com