

## Biobank-Röhrchen Greiner Cryo.S Greiner Bio-One








Lösung zur Reduzierung von Speicherplatz und Kosten

- 300-µl- bis 1-ml-Röhrchen auf SBS-Format-Rack mit Deckel
- 2D-Strichcode unter dem Röhrchen
- Lineare und 2D-Barcodes auf dem Rack

Pyrogen · DNase RNase · Human DNA · Cyto-toxin · CE IVD

| | Nicht steril ohne Kappe | | Nicht steril mit Kappe | | Steril mit Kappe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol. (µl) | Art. Nr. | CHF zu 10 X 96 | Art. Nr. | CHF zu 10 X 96 | Art. Nr. | CHF zu 10 X 96 |
| 300 | 976570 | AA - | 976580 | AA - | 976561 | AA - |
| 600 | 977570 | AA - | 977580 | AA - | 977561 | AA - |
| 1000 | 978570 | AA - | 978580 | AA - | 978561 | AA - |

### Zubehör

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF zu 10 |
|---|---|---|
| 385270 | Kappenhalter mit 96 Schraubkappen | AA - |




Referenzen mit einer breiten Palette von farbigen Kappen: Kontaktieren Sie uns

Capper / Decapper: Kontaktieren Sie uns

## Kryoröhrchen Cryo.s™ Datamatrix Greiner Bio-One






Kryoröhrchen, in deren Boden ein Datamatrix-Barcode, ein zweidimensionaler Matrixcode, eingearbeitet ist.

- Datamatrix ECC200-Code mit Reed-Solomon-Fehlerkorrektur-Algorithmus
- Steril $10^{-6}$ SAL (nach ISO11137), CE IVD
- Polypropylen in medizinischer Qualität ohne auslaugbare Verbindungen und USP Class VI zertifiziert
- 2D-Barcode (vordefiniert) unter dem Röhrchen und Typ-128-Barcode an der Seite des Röhrchens
- Version 2DC: automatisierbarer externer Schraubverschluss, kompatibel mit allen automatischen Flüssigkeits-Pipettiermaschinen und De-/Re-Capping-Systemen

| Art. Nr. | Volumen (ml) | Gewinde | Silikondichtung | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 123263-2DG | 1 | Intern | Mit | 500 | AA - |
| 122263-2DG | 2 | Intern | Mit | 500 | AA - |
| 126263-2DG | 2 | Extern | Ohne | 500 | AA - |
| 127263-2DG | 4 | Extern | Ohne | 300 | AA - |
| 126263-2DC | 2 | Extern | Ohne | 500 | AA - |
| 127263-2DC | 4 | Extern | Ohne | 300 | AA - |

### Zubehör

- Rack für 48 Verschlüsse: Zwischenlagerung von Schraubverschlüssen (nach dem Entkappen, während der Röhrchenbefüllung)
- Kompatibel mit dem LabElite-Decapper von Hamilton Storage Technologies

| Art. Nr. | Bezeichnung | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|
| 803507 | Rack für 48 Schraubverschlüsse | 8 | AA - |

### Datamatrix Kryo-Rack

- Hergestellt aus Polypropylen
- Temperaturbeständig von - 196 °C bis + 30 °C
- Kapazität mit 48 Röhrchen
- Format kompatibel für Automatisierung oder SBS oder Mikroplattenformat
- Maße: 127,76 x 85,48 mm

| Art. Nr. | Bezeichnung | Höhe (mm) | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|
| 803277 | Rack ohne Deckel | 30 | 20 | AA - |
| 803202 | Rack für Röhrchen 1 und 2 ml mit niedrigem Deckel | 52,5 | 20 | AA - |
| 803270 | Rack für Röhrchen 4 ml mit hohem Deckel | 88,5 | 15 | AA - |