Kryoröhrchen mit Corning® Barcode

Art. Nr.	Strichcode	Gewinde	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
431721	1D/2D	Intern	50	500	AA -
431722	1D/2D	Extern	50	500	AA -
431723	1D	Intern	50	500	AA -
431726	1D	Extern	50	500	AA -

- 1D/2D-Strichcode
- Capper / Decapper-kompatible Verschlüsse
- Verriegelbarer Sockel: verhindert die Drehung des Röhrchens im Rack (431724 und 431725)
- Volumen 2 ml
- Autoklavierbare Röhrchen und Verschlüsse



Eppendorf Tricode-Kryoröhrchen

- Schnelle und sichere Probenidentifizierung
- 3 Strichcodes :
  - Barcode für das menschliche Auge lesbar
  - 1D Barcode
  - 2D Datamatrix Barcode
- Hochwertige Polypropylenröhrchen, hergestellt in einem Reinraum der Klasse VIII für maximale Probenreinheit
- Rack-Röhrchen mit Twist-Lock-Boden für einhändiges Öffnen und Schließen der Röhrchen
- Gestell mit Schließsystem für sicheren Verschluss
- Einsatztemperatur : -196 °C (Gasphase von flüssigem Stickstoff) bis +121 °C

Art. Nr.	Volumen (ml)	Steril	VE	CHF/ VE
934465	0,5	Nein	10 Boxen zu 96	AA -
934470	0,5	Ja	10 Boxen zu 96	AA -
934466	1	Nein	10 Boxen zu 96	AA -
934471	1	Ja	10 Boxen zu 96	AA -
934467	1,5	Nein	10 Boxen zu 48	AA -
934472	1,5	Ja	10 Boxen zu 48	AA -
934468	2	Nein	10 Boxen zu 48	AA -
934473	2	Ja	10 Boxen zu 48	AA -
934469	4	Nein	10 Boxen zu 48	AA -
934474	4	Ja	10 Boxen zu 48	AA -








Lagerungsröhrchen CryoBank™ und Bank-It™ Nunc

Für eine maximale Probenrückgewinnung. Volumen 0,5 ml oder 1 ml

- CryoBank™ für Zellen und Proteine
- Bank-It™ für DNA
- Optimierte Lagerung: Mikroplattenformat, Lagerung in einer Kryobox
- 96 Mikroröhrchen im Format 8 x 12 auf Mikrotiterplatte oder lose
- Die Röhrchen werden in das Rack eingeklickt: leichtes Öffnen und Schließen
- Low Binding Fläche für verbesserte Rückgewinnung von Proben mit niedriger Konzentration
- 100% auslaufsicherer Doppelklickverschluss
- 2D-Strichcode, 14 x 14

	2D-Strichcode	Röhrchen CryoBank 0,5 ml	Röhrchen CryoBank 1 ml	Röhrchen Bank-It 0,5 ml	Röhrchen Bank-It 1 ml
Röhrchen im Rack	Nein	056282	-	-	-
CHF 2 x 96		AA -	-	-	-
Röhrchen im Rack	Ja	-	056285	-	-
CHF 2 x 96		-	AA -	-	-
Röhrchen im Rack	Ja	056289	056293	056291	056295
CHF 10 x 96		AA -	AA -	AA -	AA -
Röhrchen SI lose	Nein	056297	056298	-	-
CHF 10 x 96		AA -	AA -	-	-





Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
056364	Gefrierfach (h=74 cm) für 19 Boxen mit 0,5-ml-Röhrchen + 13 Boxen mit 1-ml-Röhrchen	1	AA -
056365	einzelne Kappen für Bank-It Kryoröhrchen	960	AA -
056540	Grüne Kappen für Bank-It Kryoröhrchen	960	AA -
056541	Rote Kappen für Bank-It Kryoröhrchen	960	AA -
056542	Blaue Kappen für Bank-It Kryoröhrchen	960	AA -
056299	Elektrischer Schraubendreher	1	AA -
056300	Manueller Schraubendreher	1	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com