Nunc Cryobank 2 und 5 ml Kryoröhrchen




- 2 oder 5 ml Schraubverschlussröhrchen im sterilen Rack mit 48 Röhrchen oder lose, mit oder ohne 2D-Code
- Rack-Format nach SBS-Standard
- Selbststehende Röhrchen, selbstverriegelnd im Regal
- Gleiche Maße wie herkömmliche Kryoröhrchen
- Transluzent

Geasmt-Vol. µl/Well	2 ml	5 ml	2 ml	5 ml
2D-Code	mit	mit	ohne	ohne
Im Rack	056733	056732B	056735	056734
VE	48 x 10	48 x 10	48 x 10	48 x 10
CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -
Lose	056775	056779	056777	056778
VE	960	528	960	528
CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -
Im verriegelbarem Rack	056797	056796	-	-
VE	48 x 10	48 x 10	-	-
CHF/VE	AA -	AA -	-	-

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 10
056792	Rack für Röhrchen 2 ml Cryobank	AA -
056793	Rack für Röhrchen 5 ml Cryobank	AA -

"Press out tool" Nunc



Bank-It und CryoBank Werkzeug zur Rückgewinnung von Kryoröhrchen. Ermöglicht die Auswahl der Röhrchen, die aus einem kompletten Rack entnommen werden sollen.
Anwendung:
- platzieren Sie die Metallstifte an den ausgewählten Stellen des Werkzeugs;
- setzen Sie dias Rack mit den Röhrchen auf dem Werkzeug ein (die Ausrichtung wird durch die Abgeschnittene Kante des Racks kontrolliert);
- mit beiden Griffen auf das Rack drücken, die ausgewählten Röhrchen werden aus dem Rack gezogen. Stellen Sie das Rack wieder in die Kälte. Der Vorgang dauerte nur wenige Sekunden, und die Proben hatten keine Zeit zum Auftauen.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
056330	"Press out tool" Nunc	AA -

2D-Transferröhrchen 1,8 ml, 2 ml und 5 ml



- Röhrchen aus Polypropylen, Rack aus Polycarbonat
- USP Klasse VI
- Kappe mit Außengewinde aus Polypropylen mit thermoplastischer Elastomerdichtung
- Niedrige Ausführung, Gesamthöhe des Röhrchens 49,79 mm
- Temperaturbeständig von -180 °C bis 121 °C
- Steril, autoklavierbar
- Graduiert, weiße Markierungsfläche

	Röhrchen 5 ml				2 ml Röhrchen mit Innengewinde		Röhrchen 1,8 ml	
Typ/ Kennzeichnung	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
Latch rack/2D	056851	24x10	AA -	48x10	056872	AA -	056843	AA -
Latch rack	056852	24x10	AA -	48x10	056873	AA -	446861	AA -
Lose/2D	056853	240	AA -	480	056874	AA -	056844	AA -
Lose	056854	240	AA -	480	056875	AA -	-	-
Leer-Racks	056855	10	AA -	10	056871	AA -	262181	AA -
Latch Rack leer mit Strichcode	-	-	-	10	-	-	056906	AA -
Latch Rack mit Strichcode	-	-	-	48x10	056872B	AA -	056843B	AA -

Kryoröhrchen 2 ml mit 2D Strichcode SmartScan™ ABgene®



- gekapselter 2D SmartScan™DataMatrix™ Code mit einem 8-stelligen menschenlesbaren Code
- Reines Polypropylen
- Zur Lagerung und eindeutigen Identifizierung von Proben
- Twist Lock Schraubverschluss
- Markierungsfläche
- Kompatibel mit allen ABgene-Readern
- Beständig gegen DMSO oder andere Lösungsmittel
- Deckel mit 100% wasserdichtem Dichtungsring
- Erhältlich in einem 48-Well-Rack zur optimalen Lagerung der Röhrchen im Gefrierschrank
- Abschließbares Regal mit transparentem Deckel mit alphanumerischer Beschriftung
- Garantiert bis zu -180°C in flüssigem Stickstoffdampf
- Maximal Volumen: 2 ml / Nutzvolumen : 1,8 ml

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
016972	Kryoröhrchen 2 ml mit 2D-Code Cypher	500	500	AA -
016996	Rack 48 2 ml Kryoröhrchen mit 2D SmartScan™		10 Racks	AA -