
2D-Transferröhrchen SmartScan™ ABgene®

- Röhrchen im Rack mit 2D-DataMatrix-Code auf dem äußeren Boden des Röhrchens (2D SmartScan™-Code); ein 10-stelliger Code ist auch mit dem Auge lesbar
- Zur eindeutigen Identifizierung jeder Probe (3,6 x 10^{15} mögliche Kombinationen)
- Vollständige Rückverfolgbarkeit
- Der SmartScan™ 2D-Code ist in einem zum Patent angemeldeten Polypropylen-Fenster eingekapselt, das ihn vor Beschädigungen, Lösungsmitteln (z. B. Wasser, Öl, Gas usw.) und anderen Verunreinigungen schützt: DMSO)
- Volumen 0,3 ml, 0,65 ml oder 1,2 ml (alle mit konischem Boden)
- Der SmartScan™ 2D-Code kann von verschiedenen Lesegeräten gelesen werden (siehe Seite 499 zu 503)
- Leeres Rack auf Anfrage erhältlich




Anwendungen

- So bauen Sie Ihre Probenbank sicher auf, auch bei niedrigen Temperaturen
- 0,3 ml: Lagerung von DNA/RNA/Gewebe
- 0,5 ml: DNA/RNA-Lagerung
- 1 ml: Lagerung von biologischen Proben, chemische Bibliothek
- 2 ml: Lagerung von biologischen Proben

Art. Nr.	Volumen	Darstellung	Verschluss	VE	CHF/ VE
016992	0,3 ml	Rack	Nein	10 x 96	AA -
016569	0,65 ml	Lose	Nein	960	AA -
016568	0,65 ml	Rack	Septum	10 x 96	AA -
016566	1,2 ml	Robotik-Rack	Nein	10 x 96	AA -
016646	1,2 ml	nicht stapelbares Rack alphanumerische Kennzeichnung.	Nein	10 x 96	AA -
016638	1 ml	Rack	TL* Weiß	10 x 96	AA -











Stopfen für Transferröhrchen ABgene®

Matte mit 96 Verschlüsse SmartCaps

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
017225	Matte mit 96 Verschlüsse SmartCap	10 x 96	AA -

Streifen mit 8 Kappen - für die kurzfristige Lagerung

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
016129	Streifen mit 8 Verschlüssen	120 x 8	AA -

Einzelne Kappen - für die kurzfristige Lagerung


Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
016560	einzelne Verschlüsse	960	AA -


Septumpfropfen - selbststechend und selbstverschließend mit garantierter Abdichtung

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
016957	Septumpfropfen, 10 mm	1000	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
016544	Tablett mit 96 Septumpfropfen	10	AA -













LAGERUNG SCREENING

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com