2D-Röhrchen - V-Boden - Septumkappe

- **USP Klasse VI**
- **Hergestellt aus Polypropylen**
- **Thermoplastische Elastomerkappe**
- **Empfohlen für die Verwendung bei Raumtemperatur und bis zu -80°C**
- **500 µl, 750 µl oder 1,4 ml Röhrchen**
- **Verkauft ohne Verschluss, außer bei Duraseal, die vorinstalliert sind**

2 Arten von Kappen:
- Duraseal: Spezial-SPS, fest installiert, Langzeitlagerung bis zu - 150 °C
- Ohne Kappe: Standard- oder vorgeschlitzte Version



			Röhrchen 500 µl			Röhrchen 750 µl			Röhrchen 1,4 ml		
Typ	**Verschluss**	**Steril**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/VE**
Latch Rack	Duraseal	Nein	**446201**	10 x 96	**AA -**	**446202**	10 x 96	**AA -**	**446203**	10 x 96	**AA -**
Latch rack	Duraseal	Ja	**446447**	10 x 96	**AA -**	-	-	-	-	-	-
Latch Rack	Ohne Kappe	Nein	**446448**	10 x 96	**AA -**	**446449**	10 x 96	**AA -**	**446037**	10 x 96	**AA -**
Latch rack grün	Ohne Kappe	Ja	**446558**	10 x 96	**AA -**	-	-	-	-	-	-
Latch Rack rot	Ohne Kappe	Ja	**446559**	10 x 96	**AA -**	-	-	-	-	-	-
Lose	Ohne Kappe	Nein	**446557**	1000	**AA -**	**446525**	1000	**AA -**	**446509**	1000	**AA -**
Latch Rack	Ohne Kappe	Ja	-	-	-	**446560**	10 x 96	**AA -**	**446038**	10 x 96	**AA -**

Leeres Rack für Röhrchen

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
446457	Leerer Latch-Rack rot für Röhrchen Duraseal 500 µl	10	**AA -**
446456	Leerer Latch-Rack grün für Röhrchen 500 µl Ohne Kappe	10	**AA -**
446443	Leerer Latch-Rack für Röhrchen 750 µl	10	**AA -**
446033	Leerer Latch-Rack für Röhrchen 1,4 ml	10	**AA -**

Matrix-Transferröhrchen mit Duraseal-Verschluss

thermoscientific

Duraseal-Kappe :

- **Aus thermoplastischem Elastomer, V-Boden, vorgeschlitzt, Einzelkappen**
- **Kompatibel mit allen Matrix-Lagerröhrchen**
- **Entwickelt, um über 200 Mal durchlöchert zu werden**
- **Beständig gegen Lösungsmittel und Temperaturen von -80 °C bis +100 °C**
- **Hervorragende Barriere gegen Wasser- und DMSO-Dämpfe**
- **Extrahierbare Bestandteile: nach Einweichen in DMSO nicht vorhanden**
- **Lieferung auf Rörchen montiert oder lose**

Art. Nr.	Bezeichnung	Steril	Duraseal-Kappe	VE	CHF/ VE
446201	Matrix 2D-Röhrchen 0,5 ml im Rack	Nein	Ja	10 x 96	**AA -**
446447	Matrix 2D-Röhrchen 0,5 ml im Rack	Ja	Ja	10 x 96	**AA -**
446202	Matrix 2D-Röhrchen 0,75 ml im Rack	Nein	Ja	10 x 96	**AA -**
446203	Matrix 2D 1,4 ml V-Boden-Röhrchen im Rack	Nein	Ja	10 x 96	**AA -**
446204	Septa zinzeln	Nein	-	500	**AA -**



2D-Röhrchen flacher Boden

- **Mit DataMatrix-Barcodes**
- **100-µl-Röhrchen, geeignet für das 384-Röhrchen-Format**
- **1-ml-Glasröhrchen für hervorragende chemische Beständigkeit**
- **1,4 und 1 ml Röhrchen, geeignet für Septumkappen (siehe unten)**

		Röhrchen 100 µl			Röhrchen 1 ml			Röhrchen 1,4 ml		
Typ	**Steril**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**
Lose	Nein	-	-	-	-	-	-	**446563**	1000	**AA -**
Latch Rack	Ja	-	-	-	-	-	-	**446036**	10 x 96	**AA -**
Latch Rack	Nein	**446561**	20 x 384	**AA -**	**446452**	5 x 96	**AA -**	**446035**	10 x 96	**AA -**

Leeres Rack für Röhrchen

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
446034	Latch Leer-Rack für Röhrchen 1,4 ml	10	**AA -**
446865	Leer-Rack für 384 Röhrchen 100 µl	20	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com