2D-Röhrchen im Rack





- Mit Data-Matrix-Kennzeichnung auf dem Boden der Röhrchen
- 2 Volumina: 0,65 ml und 1,4 ml (effektive Volumina : 0,5 ml und 1,2 ml)
- Mit zusätzlichem alphanumerischem Code auf dem Röhrchenkörper
- Hergestellt aus Polypropylen
- Geringer Rückhalt
- Temperaturbeständig von - 196 °C bis + 121 °C
- ISO 7 Reinraumfertigung
- Einteilige Röhrchen mit lasergravierten Codes
- Guter Kontrast der alphanumerischen Kennzeichnung auf dem Röhrchen und leichte Ablesbarkeit des Codes
- Geeignet für die Verwendung mit Trockeneis oder Flüssigstickstoff
- Mit Barcode und alphanumerischem Code an der Seite des Racks
- Alphanumerischer Code auf dem Rohr identisch mit dem des Racks
- Die letzten 2 Ziffern geben die Position der Röhrchen im Rack an

Human DNA · DNase RNase · Pyrogen · Endo-toxin

einzelnes Rack

- Mit transparentem Deckel mit Schließsystem
- Im standardisierten SBS-Format
- Niedrigere Regalhöhen als andere Marken, um Platz zu sparen

Art. Nr.	Rack für 96 Röhrchen	VE	CHF/ VE
340023	0,65 ml	18	AA -
340024	1,4 ml	10	AA -

	Auf 96-Röhrchen-Rack		
Volumen (ml)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
0,65	340011B	20 Racks à 96	AA -
1,4	340012	12 Racks à 96	AA -

W-SEAL Stopfen und Stopfenmatten



- Aus hochwertigem TPE
- FDA-zertifiziert
- In Matten oder in loser Schüttung

DNase RNase · Human DNA · Endo-toxin

	Natur	Blau	Schwarz	Rot	Gelb
Lose Kappen	340013	340014	340015	340016	340017
CHFzu 960	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Kappen auf 96“ Matte	340018	340019	340020	340021	340022
CHF 10 Matten à 96	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

