Strichcode-Lesegerät ZIATH


- Schnelle und einfache Ergebnisse
- Maßgeschneiderte Lösung für die Probenverwaltung
- Funktioniert mit allen Marken von 2D-Barcode-Röhrchen
- Nach einer ersten automatischen Kalibrierung ist der Scanner einsatzbereit
- Kompatibel: Windows 8, 7, 10, Vista und XP
- 2 Jahre Garantie

Möchten Sie weitere Informationen über die Ziath-Reihe? Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie www.milian.com

WEB

Ziath

PRACTICAL INNOVATION



Mit Cryoprotection™ Ohne Cryoprotektion™

- Alle Lesegeräte sind mit Cryoprotektion erhältlich
- Eine spezielle Kryo-Schutzbeschichtung verhindert, dass Kondenswasser aus Ihren Kryoröhrchen die Messung unterbricht

2D-Barcode-Leser für einzelne Röhrchen

Strichcode-Lesegerät Tragbar



- Leicht und intuitiv
- Maße (B x L x H) (mm): 155 x 65 x 38
- Speicherkapazität: 60.000 Proben
- Autonomie von 8h
- 5 Modi :
  - Anzeige des Röhrchen-Barcodes und Speichern der Liste der gescannten Röhrchen
  - Anzeige des Röhrchen-Barcodes und aller zuvor registrierten Details
  - Herunterladen einer Liste von Proben auf den Scanner und gleichzeitiges Betrachten
  - Bearbeiten vorhandener Daten oder Hinzufügen einer neuen Probe
  - Anwendung mit drahtloser Kommunikation, benutzerdefinierte Projekte
- Mit Kryoprotektion
- Lieferung mit Software, Batterieladegerät und USB-Kabel für den Anschluss an einen Computer

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
779951	Tragbares Lesegerät 2D-Strichcode für Röhrchen	AA -
779969	1D-Barcode-Leser für tragbare 2D-Barcode-Leser	AA -

Strichcode-Lesegerät



- Schnelles Lesen von Barcodes in weniger als 1 Sekunde
- Sehr einfach einzurichten
- Robust
- Großes Lesefenster aus kratzfestem Glas
- Geliefert mit Batterie, Gebrauchsanweisung

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
779929	2D-Barcode-Leser für ein einzelnes Röhrchen ohne Kryoprotektion	AA -
779930	2D-Barcode-Leser für ein einzelnes Röhrchen mit Kryoprotektion	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com