Seitlicher 1D-Barcode-Scanner

- Dieses Zubehör wird mit einem Haftmagneten am 2D-Barcodeleser befestigt und ermöglicht das Lesen der seitlichen Barcodes der Regale
- Befestigt sich in weniger als einer Sekunde an belieger Seite des 2D-Barcodescanners
- Steuerung und Stromversorgung über USB-Anschluss, kein zusätzlicher Stecker
- Maße (B x L x H) (mm): 67 x 48 x 19





Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
779948	1D-Barcode-Leser für 2D-Barcode-Leser Cube	AA -
779968	1D-Barcode-Leser für 2D-Barcode-Leser Mirage	AA -

Software für die Probenverwaltung

- Schnelle und einfach zu bedienende Software
- Direkter Anschluss an 2D-Barcode-Leser
- Garantierte Rückverfolgbarkeit für alle Arten von Proben (Blut, Mikroorganismen, usw.)

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
779944	Software für die Probenverwaltung	AA -
779944F	Software für die Probenverwaltung - französische Version	AA -

Stäbe zur Probenahme

- Einhändige Entnahme von Kryoröhrchen oder Mikroröhrchen mit Schraubverschluss
- Ideal für die Entnahme von Röhrchen aus der Mitte eines Regals
- Kompatibel mit Matrix, Nunc, FluidX, Abgene, Micronic und anderen Röhrchen





Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
779943	Entnahmestab für SBS-Rack-Kryoröhrchen	AA -
779942	Entnahmestab für Kryoröhrchen mit Schraubverschluss in Kryobox	AA -

Mohawk-Röhrchenwähler

- Halbautomatisch
- Ermöglicht die Auswahl von 1 bis 6 Röhrchen aus einem 96-Röhrchen-Rack
- Integrierter 1D-Barcode-Leser
- Intuitive Software: manuell erstellte Röhrchen-Auswahlliste auf Excel oder über die Software (779944 und 77944F). Die Liste kann Röhrchen aus mehreren Racks enthalten. Wenn ein Rack auf den Selektor gestellt wird, wird das Rack anhand des 1D-Barcodes erkannt und die Röhrchen in der Liste werden ausgewählt
- Das Rack wird gescannt und die Röhrchen werden in Sekundenschnell ausgewählt
- Kombinierbar mit Ziath Mirage, Cube und Express 2D-Barcodelesern



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
779974	Mohawk-Röhrchenwähler	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com