2D-Barcodeleser Eppendorf



1D-Strichcode-Lesegerät

- 1D-Barcode-Leser zum seitlichen Lesen von SBS-Racks und Kryoboxen
- Kann auf den 2D-Barcode-Leser mit der Artikelnummer 934475 montiert werden

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
934476	1D-Strichcode-Lesegerät	AA -

2D Barcode-Leser

- Lesen von Röhrchen mit 2D-Barcode im SBS-Rack-Format oder in der Kryobox
- Cryoprotection : spezielle Beschichtung, die verhindert, dass Kondenswasser von Kryoröhrchen das Lesen unterbricht
- Geringer Platzbedarf
- PC-Anschluss über USB
- Kompatibel: Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Export von Daten in den Formaten TXT, JSON, XML und Bild
- Dokumentation (Zertifikat usw.) zu den Röhrchen, die über die Eppendorf-Website auf der Grundlage der Kryoröhrchencodes verfügbar ist
- Automatisierte Datenübertragung zur Probenverwaltungssoftware (z.B. Eppendorf eLABInventory)
- eLABJournal, verfügbar über die Eppendorf-Website: intuitive und flexible Lösung für die Dokumentation von Forschungsarbeiten und die Nachverfolgung von Forschungsdaten sowie von Arbeitsabläufen, bei denen der ULT-Tiefkühlschrank verwendet wird

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
934475	Rackscan-Lesegerät für 2D-Barcodes mit Rackscan-Analyser Software	AA -

Lesegerät VisionMate 2D Wireless Matrix



- Zum Lesen von linearen, 2D- und QR-Barcodes
- Datenübertragung über Bluetooth oder USB
- Kann bei schlechten Lichtverhältnissen scannen
- Anzeige der wichtigsten Parameter auf dem Bildschirm (Batteriestatus, gescannter Code, Verbindung, usw.)
- Möglichkeit zur Änderung von Uhrzeit, Datum, Suffix, Präfix usw...
- Geliefert mit Software

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
446877	Strichcode-Lesegerät 2D wireless	AA -


Lesegerät VisionMate ST 2D barcode reader



- Einzelröhrchenleser zum Lesen von 2D-Codes
- Anschluss über USB
- Liest alle Röhrchen mit kontrastreichen 2D-Barcodes
- Lieferung mit Software, Installation durch den Hersteller (nur auf französischem Gebiet)

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
446510	2D-Barcodeleser VisionMate ST 2D für Röhrchen	AA -

Lesegerät VisionMate SR 2D barcode reader



- Liest ein Rack mit allen Röhrchenformaten (einschließlich 2D-Barcodes) in weniger als 10 Sekunden (1 Rack auf einmal)
- Anschluss über USB
- Lieferung mit Software, Installation durch den Hersteller (nur auf französischem Gebiet)

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
446316	2D-Barcodeleser VisionMate SR 2D für Rack	AA -