Matrix-Septumkappen-Transferröhrchen

- Runder Boden
- Aus autoklavierbarem Polypropylen
- Temperaturbeständig von -80 °C bis 120 °C
- Lose, Latch Rack oder Snap Rack Version



Racks "Latch rack"

- Kompatibel mit Automaten
- SBS-Format
- Offener Boden für Belüftung und Kühlung zur schnelleren Temperaturerholung
- Sicherheitsdeckel für den Automateneinsatz; für den Versand bleibt der Deckel geschlossen; für den manuellen Einsatz bleibt der Deckel durch die Scharniere in der offenen Position

Racks "Snap rack"

- Einrastende Röhrchen, verhindert das Risiko des Umkippens
- Kompatibel mit Automaten
- Sicherheitsdeckel für Versand und Lagerung

Typ	Kennzeichnung	Steril	VE	Röhrchen 750 µl		Röhrchen 1,4 ml	
				Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
Lose	-	Nein	1000	446015	AA -	446020	AA -
Im Latch Rack	-	Nein	10 x 96	446016	AA -	446023	AA -
Im Latch Rack	-	Ja	10 x 96	446017	AA -	446024	AA -
Im Latch Rack	Alphanumerisch	Nein	10 x 96	446018	AA -	446029	AA -
Im Latch Rack	Alphanumerisch	Ja	10 x 96	446019	AA -	-	-
Snap Rack	Alphanumerisch	Nein	10 x 96	-	-	446027	AA -
Snap Rack	Alphanumerisch	Ja	10 x 96	-	-	446028	AA -
Nachfüllung	-	Nein	10 x 96	-	-	446025	AA -
Nachfüllung	-	Ja	10 x 96	-	-	446026	AA -
Nachfüllung	Alphanumerisch	Nein	10 x 96	-	-	446031	AA -



Latch Rack



Der Deckel bleibt durch die Scharniere in der offenen Position



Sicherheitsabdeckung für den Einsatz in der Robotik

Leeres Rack

Art. Nr.	Darstellung	Steril	VE	CHF VE
446443	Latch Rack für Röhrchen 0,75 ml	Nein	10	AA -
056794	Riegelrack für 48 Röhrchen 1 oder 2 ml	Nein	10	AA -
446033	Latch Rack für Röhrchen 1,4 ml	Nein	10	AA -
446034	Latch Rack für Röhrchen 1,4 ml	Nein	10	AA -
056795	Latch Rack für 48 Röhrchen 3,6 - 5 ml	Nein	10	AA -

Verschlusssysteme

- Einzelne Sepraseal Kappen auf Matte
- Verschlussmatte Cap Mat
- Streifen mit Stopfen



Einzelne Sepraseal Kappen auf Matte

Matten und Streifen mit Stopfen



- Einzelne Sepraseal Kappen auf Matte

Trans.	Rot	Gelb	Blau	Grün	Rosa	Violett	Grau	CHF/Karton zu 96 x 10
Einzelne Sepraseal Kappen auf Matte Nicht steril								
446045	446481	446482	446483	446484	-	446486	446487	AA -
Einzelne Sepraseal Kappen auf Matte steril								
446046	446488	446489	446490	446491	-	446493	446494	AA -
Einzelne Sepraseal-Kappen auf vorgestanzten, unsterilen Matten								
446047	446495	446496	446497	446498	-	446500	446501	AA -
Einzelne Sepraseal Kappen auf Matte Steril								
446453	446502	446503	446504	446505	-	-	446508	AA -
Zubehör								
446048	Werkzeug zum Entfernen von Stopfen (Schachtel mit 1 Stück)							AA -

Verschlussmatte Cap Mat

Art. Nr.	Cap Mat für	Steril	VE	CHF VE
446052	0,75- und 1,4-ml-Röhrchen auf Latch-Racks	Nein	100	AA -
446053	0,75-und 1,4-ml-Röhrchen auf Latch-Racks	Nein	10	AA -
446054	0,75-und 1,4-ml-Röhrchen auf Latch-Racks	Ja	10	AA -

Streifen mit Stopfen

Art. Nr.	Typ	Steril	CHF Box zu 240
446055	Abnehmbare Kappe	Nein	AA -
446056	Abnehmbare Kappe	Ja	AA -
446057	Verschluss nicht aufgesetzt	Nein	AA -
446058	Verschluss nicht aufgesetzt	Ja	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com