
0,65 ml und 1,2 ml Transferröhrchen auf Hitplate-Rack



96-Röhrchen-Rack SBS-Standard

- Aus autoklavierbarem Polypropylen
- Transparent Sicherheitsdeckel
- Stapelbar
- Ein Stützrahmen hält die Röhrchen im Rack und verhindert die versehentliche Entnahme eines Röhrchens



Röhrchen 0,65 ml und 1,2 ml

- Aus , autoklavierbarem Polypropylen
- Erhältlich in 3 Ausführungen: Einzelröhrchen, 8-Röhrchen-Streifen oder Einzelröhrchen mit aufgedruckter alphanumerischer Kennzeichnung auf dem Boden

Art. Nr.	Typ	Volumen (ml)	Präsentation der Röhrchen	Rack-Rahmen	Alphanum. Kennzeichnung der Röhrchen	VE	CHF/ VE
606101	einzeln	0,65	Lose	-	Nein	960	AA -
606100	einzeln	0,65	Rack	Nein	Nein	10 x 96	AA -
606300	einzeln	0,65	Rack	Ja	Ja	10 x 96	AA -
606400	einzeln	0,65	Rack	Nein	Ja	10 x 96	AA -
606500	einzeln	0,65	Rack	Ja	Ja	10 x 96	AA -
606900	einzeln	0,65	Nachfüllung	Ja	Nein	50 x 96	AA -
606800	einzeln	0,65	Nachfüllung	Ja	Ja	50 x 96	AA -
606250	8er Streifen	0,65	Lose	-	Nein	120 x 8	AA -
606200	8er Streifen	0,65	Rack	Nein	Nein	10 x 96	AA -
605101	einzeln	1,2	Lose	-	Nein	960	AA -
605100	einzeln	1,2	Rack	Nein	Nein	10 x 96	AA -
605300	einzeln	1,2	Rack	Ja	Ja	10 x 96	AA -
605400	einzeln	1,2	Rack	Nein	Ja	10 x 96	AA -
004410M	einzeln	1,2	Rack	Ja	Ja	10 x 96	AA -
605900	einzeln	1,2	Nachfüllung	Ja	Nein	50 x 96	AA -
605800	einzeln	1,2	Nachfüllung	Ja	Ja	50 x 96	AA -
605250	8er Streifen	1,2	Lose	-	Nein	120 x 8	AA -
605200	8er Streifen	1,2	Rack	Nein	Nein	10 x 96	AA -
606110	Rack mit Deckel für 0,65 ml Röhrchen (L x B x H = 127,3 x 85,2 x 41,5 mm (H= 20,3 mm ohne Deckel))					10	AA -
605110	Rack Mit Deckel für Röhrchen 1,2 ml					10	AA -
606115	Streifen mit 8 Stopfen					120 x 8	AA -
900300	Aluminium-Dichtungsfolie					100	AA -

Lagerung- und Transferröhrchen Biotubes

1,2-ml-Polypropylenröhrchen für Lagerung und Transfer. Einzeln oder in 8er-Streifen, als Bulkware oder in einem 96er-Rack im Mikroplattenformat.

- Racks mehr als 100 Mal autoklavierbar
- Farbcode auf dem Rack
- Gefrierbar bei -80 °C
- Deckel
- Alphanumerischer Index
- Ø x H Röhrchen (mm): 8,8 x 45 mm
- Herausnehmbares Innenfach



Röhrchen (1,2 ml), lose

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
039116	Lose Röhrchen	960	AA -
039117	Röhrchen, geringe Oberflächenadsorption	960	AA -
039119	Streifen mit 8 lose Röhrchen	120 x 8	AA -
039120	Streifen mit 8 Stopfen Lose	120 x 8	AA -

Röhrchen (1,2 ml) im Rack

Rack-Farben	Blau	Grün	Rot	Gelb	VE	CHF/ VE
Rack 96 einzelne Röhrchen	039100	039101	039102	039103	10 x 96	AA -
Rack 96 einzelne Röhrchen steril	039104	039105	039106	039107	10 x 96	AA -
Rack 96 Röhrchen in Streifen zu 8	039108	039109	039110	039111	10 x 96	AA -
Rack 96 Röhrchen in 8erStreifen, steril	039112	039113	039114	039115	10 x 96	AA -

Lagerröhrchen für Robotersysteme



- Rack für 96 Röhrchen 1,2 ml
- Hergestellt aus Polypropylen
- Speziell für die Robotik entwickelt
- Ideal auch für Mehrkanalpipetten
- Eine spezielle "Low Profile"-Version ermöglicht die Anpassung des Racks an Geräte, die auf die Höhe eines Lagerblocks (Deepwell-Platte) begrenzt sind
- Deckel mit alphanumerischem Index
- Ø x H Röhrchen: 8,8 x 45 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
039121	Rack mit 96 Einzelröhrchen	10 x 96	AA -
039122	Rack mit 96 Einzelröhrchen, steril	10 x 96	AA -
039123	Rack mit 12 Streifen mit 8 Stopfen	10 x 96	AA -
039124	Rack mit 12 Streifen mit 8 Stopfen, steril	10 x 96	AA -