0,65 ml, 1,1 ml und 2,2 ml Transferröhrchen, einzeln oder in Streifen

- **Lose Röhrchen oder im Rack in 96-Well-Plattenkonfiguration**
- **Als einzelne Röhrchen oder in Streifen von 8 oder 12 Röhrchen**
- **Mikroröhrchen aus Polypropylen**
- **Polyethylenkappen in Streifen zu 8 oder 12 Stück**
- **Aspezifische Adsorption von weniger bedeutenden Proteinen**
- **Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien (organische Lösungsmittel, DMSO, Ethanol, Methanol) und extreme Temperaturen**
- **Für die Probenlagerung bis zu -80 °C**
- **SBS-Format**
- **Autoklavierbar**



Röhrchen

Volumen	0,65 ml						1,1 ml							
Darstellung	Lose		Im Rack				Lose			Im Rack				
Typ	Individuelles Röhrchen	8er-Strip	Individuelles Röhrchen		Streifen mit 8 Röhrchen		Individuelles Röhrchen	8er-Strip	12er-Strip	Individuelles Röhrchen		Streifen mit 8 Röhrchen		Streifen mit 12 Röhrchen	
Steril	Nein		Nein	Ja	Nein	Ja	Nein			Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Verpackt zu	960	120 Streifen	96	96	12 Streifen	12 Streifen	960	120 Streifen	80 Streifen	96	96	12 Streifen	12 Streifen	8 Streifen	8 Streifen
VE	5 x 960	5 x 120	5 x 10 x 96	10 x 96	10 x 12	10 x 12	960	120	5 x 80	960	960	10 x 12	10 x 12	10 x 8	10 x 8
Art. Nr.	**104422**	**104443**	**104423**	**104426**	**104444**	**104445**	**104401**	**104408**	**104446**	**104410**	**104411**	**104412**	**104413**	**104447**	**104448**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Verschluss

	Belüftet				Nicht belüftet	
Darstellung	Strip mit 8 Verschlüssen		Strip mit 12 Verschlüssen		Strip mit 8 Verschlüssen	
Steril	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Verpackt zu	120	120	120	120	120	120
VE	120	120	120	120	120	120
Art. Nr.	**104424**	**104418**	**104449**	**104450**	**104451**	**104452**
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**


PlugMats

Art. Nr.	Steril	VE	CHF/VE
104453	Nein	10	**AA -**
104454	Ja	10	**AA -**

Transferröhrchen 1,2 ml

Transferröhrchen 1,2 ml aus Polypropylen Entwickelt für RIA-, EIA-, PCR-, Qualitätskontroll-, Blutbank- oder Probentransportanwendungen.
3 Darstellungen
- in loser Schüttung (in Säcken) ;
- Im Rack
- nachfüllsystem: 96-Röhrchen-Tray, das im Handumdrehen auf Kompakt- oder Roboter-Racks geladen werden kann. Kostengünstig!

Zwei Arten von Regalen:
- standard-Laborrack mit Deckel und Kennzeichnungsblatt;
- robotic"-Typ-Rack, kompatibel mit Tecan, Beckman, Tomtec und anderen. Deckel mit alphanumerischer Beschriftung und Kondensationsringen.



	Standard
Lose	**077210**
CHF zu1000	**AA -**
Im einem "Roboter"-Rack	**077213**
CHF zu 960	**AA -**
In einem sterilen "Roboter"-Rack	**077214B**
CHF zu 960	**AA -**

- **Verschluss durch einen Streifen von Stopfen**
- **Mit oder ohne Schreibfläche auf dem 1,2-ml-Röhrchen**
- **Alle Röhrchen und Racks sind autoklavierbar**
- **Alphanumerische Kennzeichnung auf dem Rack**

Strip mit 8 Verschlüssen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 120
077226	Streifen mit 8 Stopfen	**AA -**
077227	Streifen mit 8 sterilen Stopfen	**AA -**

Lagerungsblöcke mit viereckigen Röhrchen

Rack mit 96 viereckigen Polypropylen-Röhrchen mit rundem Boden.
Volumen: 2,2 ml

- **Ideal für die Robotik, einfrierbar bis zu -30°C**
- **Version mit geringer Oberflächenadsorption für die Arbeit mit Proteinen und Nukleinsäuren**
- **Stülpdeckel**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
039127	Rack mit 96 quadratischen Röhrchen	10 x 96	**AA -**
039128	Rack mit 96 quadratischen Röhrchen, steril	10 x 96	**AA -**
039129	Lose quadratischen Röhrchen	4800	**AA -**
039130	Lose quadratischen Röhrchen, geringe Adsorption	4800	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com