
## Pipetten Falcon® für Zellkultur

- Steril, nicht zytotoxisch
- Flache Meniskus für leichteres Ablesen
- Übergraduierung für ein größeres Volumen
- Farbcode je Volumen zwecks besserer Erkennung
- Umgekehrte Graduierung für eine bessere Verteilung der Flüssigkeiten
- Einzelverpackung (thermogeformt, abziehbar und anti-statisch) oder Mehrfachverpackung
- Skalen-Orientierungshilfe zu leichterer Anwendung mit dem Pipettierer Xpress
- Von 1 bis 100 ml zur Abdeckung der meisten Pipettierungsanforderungen
- Sterile Einzelverpackung aus Papier / abziehbarem Kunststoff

Pyrogen | Cyto-toxic




### Sterile Einzelverpackung

| Art. Nr. | Volumen (ml) | Schritte | Übergrad. (ml) | Farbcode | Verpackt zu | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357521 | 1 | 1/100 | 0,4 | Gelb | 100 | 1000 | AA - |
| 357507 | 2 | 1/100 | 0,8 | Grün | 100 | 1000 | AA - |
| 357543 | 5 | 1/10 | 2,5 | Blau | 50 | 200 | AA - |
| 357551 | 10 | 1/10 | 3,0 | Rot | 50 | 200 | AA - |
| 357525 | 25 + 7 ml | 0,25 | 7,0 | Violett | 50 | 200 | AA - |
| 357535 | 25 + 11 ml | 0,5 | 11,0 | Violett | 50 | 200 | AA - |
| 357550 | 50 | 1,0 | 10,0 | Schwarz | 25 | 100 | AA - |
| 357600 | 100 | 1,0 | 15,0 | Schwarz | 5 | 50 | AA - |

### Mehrfachverpackung steril


| Art. Nr. | Volumen (ml) | Schritte | Übergrad. (ml) | Farbcode | Verpackt zu | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357506 | 1 | 1/100 | 0,4 | Gelb | 25 | 1000 | AA - |
| 357508 | 2 | 1/100 | 0,8 | Grün | 25 | 1000 | AA - |
| 357529 | 5 | 1/10 | 2,5 | Blau | 25 | 500 | AA - |
| 357530 | 10 | 1/10 | 3,0 | Rot | 25 | 500 | AA - |
| 357515 | 25 + 7 ml | 0,25 | 7,0 | Violett | 20 | 200 | AA - |

## Pipetten Advantage™ Falcon® für Zellkultur

Pipetten BD Advantage™ in einer neuartigen, thermogeformten Verpackung, komplett aus Kunststoff. Analysenzertifikate auf Anfrage nach Art. Nr. und Chargennummer erhältlich.

- Steril
- Wattestopfen
- 100% recyclebar (Umweltschutz)
- Geringeres Verpackungsvolumen, weniger Abfälle
- Widerstandsfähige Verpackung zur Bewahrung der Sterilität (neue Technologie PerfectPerf™)
- Drei Öffnungsmöglichkeiten
- Weniger Partikel beim Öffnen
- Antistatische Verpackung

Pyrogen | Cyto-toxic




| Art. Nr. | Volumen (ml) | Schritte | Übergrad. (ml) | Farbcode | Verpackt zu | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356521 | 1 | 1/100 | 0,4 | Gelb | 100 | 1000 | AA - |
| 356507 | 2 | 1/100 | 0,8 | Grün | 100 | 1000 | AA - |
| 356543 | 5 | 1/10 | 2,5 | Blau | 50 | 200 | AA - |
| 356551 | 10 | 1/10 | 3,0 | Rot | 50 | 200 | AA - |
| 356525 | 25 + 7 ml | 0,25 | 7,0 | Violett | 50 | 200 | AA - |
| 356535 | 25 + 11 ml | 0,5 | 11,0 | Violett | 50 | 200 | AA - |
| 356550 | 50 | 1,0 | 10,0 | Schwarz | 25 | 100 | AA - |



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com