Serologische Pipette 100 ml ClearLine®

- Bidirektionale Abstufungen
- Negative Abstufungen
- Gammastrahlensterilisation 10-6
- CE / IVD
- Einzelverpackung Kunststoff / Papier
- Farbcode: grau

Pyrogen · DNase RNase



Art. Nr.	Volumen (ml)	Steril	Einheit	Verpackt zu	VE	CHF/VE
390916	100	Oui	1	25	50	AA -

Sterile Serologie-Pipetten Greiner Bio-One

Pipetten aus Polystyrol von hoher Qualität und Transparenz. Ideal für die Zellkultur.

- Feine Spitze für die Volumen 1 ml, 2 ml und 5 ml
- Pipetten 1 ml und 2ml : Wattestopfen
  Andere Modelle mit Wattefilter : gestopft mit synthetischem, hydrophobem Filter
- Verpackung aus Kunststoff - abziehbarem Papier oder Kunststoff - abziehbarem Kunststoff
- Genormter Farbcode
- Zu je 25 oder einzeln verpackt
- Gammastrahlensterilisiert


Pyrogen · Cyto-toxic · DNase RNase · Human DNA



			Steril Einzelverpackung Kunststoff-Papier			Steril Einzelverpackung Kunststoff-Kunststoff			Steril Mehrfachverpackung 25 Stück		
Volumen (ml)	Grad. (ml)	Über-grad.	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
1	1/100	0,2 ml	604181	1000	AA -	604160	1000	AA -	604107	1000	AA -
2	1/100	0,3 ml	710180	1000	AA -	710160	1000	AA -	710107	1000	AA -
5	1/10	2,5 ml	606180	200	AA -	606160	200	AA -	606107	500	AA -
10	1/10	3 ml	607180	200	AA -	607160	200	AA -	607107	500	AA -
25	2/10	10 ml	760180	200	AA -	760160	200	AA -	760107	200	AA -
50	1/2	10 ml	768180	100	AA -	768160	100	AA -	-	-	-

Kurze Pipetten aus Kunststoff Greiner

- Aus Kristall-Polystyrol
- Leicht unter dem Abzug oder mit einer Pipet-Aid zu handhaben
- Präzision genau wie bei einer Standard-Pipette
- Steril, einzeln in Kunststoff verpackt
- Länge : 221,5 mm



Art. Nr.	Volumen	Graduierungen	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
606190	5 ml	1/10	1	200	AA -
607190	10 ml	2/10	1	200	AA -

Serologie Pipetten Dreifach-Verpackung für Manipulationen in GMP

- Zur Vereinfachung von sterilen Bearbeitungen
- Macht die Dekontaminationsschritte mit 70 Grad Alkohol oder mit anderen Desinfektionsmitteln überflüssig



Art. Nr.	Volumen (ml)	Steril	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
604160TRI	1	Ja	10	100	AA -
710160TRI	2	Ja	10	100	AA -
606160TRI	5	Ja	10	100	AA -
607160TRI	10	Ja	10	100	AA -
760160TRI	25	Ja	10	100	AA -
768160TRI	50	Ja	10	100	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com