## Sterile Ansaugpipetten



- Aus Polystyrol
- 3 Größen erhältlich
- Steril, lose oder in Einzelverpackung

| | Steril lose | | | | Steril Einzelverpackung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen (ml) | Art. Nr. | Verpackt zu | VE | CHF/ VE | Art. Nr. | VE | CHF/ VE |
| 1 | 978351 | 100 | 400 | AA - | 978354 | 400 | AA - |
| 2 | 978352 | 100 | 400 | AA - | 978355 | 400 | AA - |
| 5 | 978353 | 50 | 200 | AA - | 978356 | 200 | AA - |

## Serologiepipetten mit breiter Öffnung



- Einzelverpackung
- Ideal für dicke und viskose Flüssigkeiten oder Lösungen, die Partikel enthalten, die Standardpipetten verstopfen können
- Steril, mit Baumwolle

| Art. Nr. | Volumen (ml) | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|
| 841413 | 1 | 500 | AA - |
| 841414 | 2 | 500 | AA - |
| 841415 | 5 | 200 | AA - |
| 841416 | 10 | 200 | AA - |

## Ansaugpipetten Falcon®




Sterile Pipetten, ohne Wattestopfen, nicht graduiert. Sichere Alternative zu den Pasteur-Pipetten.

- Steril, einzeln verpackt

Pyrogen

| Art. Nr. | Volumen (ml) | Verpackt zu | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|
| 357558 | 2 | 50 | 200 | AA - |
| 357501 | 5 | 50 | 200 | AA - |


## Strohhalm-Pipetten



Strohhalm-Pipetten aus Polypropylen, steril oder nicht steril, nicht graduiert. Ideal geeignet für Lebensmittelentnahmen.

| Art. Nr. | Vol. (ml) | Steril | Länge (mm) | ø int/ext (mm) | Unité d'emb. | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041110 | 1,1 | Ja | 190 | 3,7 / 4,3 | 25 | 1000 | AA - |
| 041115 | 2,2 | Ja | 240 | 3,7 / 4,3 | 25 | 1000 | AA - |
| 041116 | 5 | Ja | 186 | 6,55 / 7,05 | 10 | 3600 | AA - |

## Graduierte Einzelpipetten aus Glas Corning



### Pipetten aus Borosilikat-Glas Pyrex

| Art. Nr. | Volumen (ml) | Graduierung | Länge (mm) | Verpackt zu | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterile Pipetten, mit Wattestopfen, Einzelverpackung | | | | | | |
| 041200 | 2 | 1/100 | 290 | 1 | 200 | AA - |
| 041201 | 2 | 1/100 | 290 | 1 | 180 | AA - |
| 041202 | 5 | 1/10 | 290 | 1 | 120 | AA - |
| 041203 | 10 | 1/10 | 290 | 1 | 100 | AA - |
| Sterile Pipetten, mit Wattestopfen, Mehrfahrverpackung | | | | | | |
| 041211 | 1 | 1/100 | 290 | 50 | 250 | AA - |
| 041213 | 5 | 1/10 | 290 | 30 | 240 | AA - |
| 041214 | 10 | 1/10 | 290 | 20 | 120 | AA - |
| Nicht sterile Pipetten, ohne Wattestopfen, Mehrfahrverpackung | | | | | | |
| 041220 | 1 | 1/100 | 290 | 50 | 250 | AA - |
| 041221 | 2 | 1/100 | 290 | 35 | 175 | AA - |
| 041222 | 5 | 1/10 | 290 | 30 | 240 | AA - |
| 041223 | 10 | 1/10 | 290 | 20 | 120 | AA - |